

Projectcode	354161
Versie	Definitief
Datum	29 juni 2022
Opsteller	Projectgroep Europese Aanbesteding Verpakkingsmateriaal CSA
Beheerder	G.J. van de Kuil
Opdrachtgever	Management CSA/OK

Gebruikerstest

Inhoudsopgave

	pagina
1.1 Inleiding	3
1.2 Beoordelingsmethode	3
1.3 Informatie voor het testpanel	4
1.4 Gebruikerstest formulier	5

1. Gebruikerstest

1.1 Inleiding

Een geselecteerd aantal gesteriliseerde netten zullen worden getest op de OK's en de CSA binnen het Erasmus MC. Hiervoor stelt de leverancier een beperkte hoeveelheid inpak materiaal kosteloos beschikbaar voor het testen. Dit dienen exact dezelfde producten te zijn als waarmee ingeschreven is in de aanbesteding. Het benodigde inpakmateriaal dient op het moment dat de gebruikerstest wordt uitgevoerd verkrijgbaar te zijn. De validatie van het verpakkingsmateriaal is een KO-criterium. Materiaal wat niet goed door de validatie komt kunnen we niet gebruiken.

1.1.1 Testduur :

De test zal twee weken duren. Inschrijvers zullen bijvoorbeeld gevraagd worden om één dag gedurende deze periode te testen.

1.2 Beoordeling

De gebruikerstest is een in-vitro test die zal worden uitgevoerd door de medewerkers van de CSA en van de OK. De medewerkers zullen hiervoor het testformulier geheel of gedeeltelijk invullen per aangeboden leverancier. De scores van de individuele medewerkers zullen bij elkaar worden opgeteld.

De medewerkers zullen twee typen netten afzonderlijk testen, te weten een stoomgesteriliseerd net en een sterrad net.

Voor dit gunningscriterium kunnen maximaal 35 punten voor het PvW worden gehaald. De maximale score die gehaald kan worden voor deze gebruikerstest is 130 (een tien op alle criteria, van alle beoordelaars). De inschrijving met de hoogste gemiddelde gebruikerstest score zal 35 punten op het PvW verdienen. Voor de andere inschrijvers geldt de volgende punten verdeling: $(\text{Score inschrijver} / \text{Score beste inschrijver}) \times 35 = \text{aantal punten voor het PvW}$.

Van de toegekende totaal scores van alle afzonderlijke beoordelaars wordt het gemiddelde berekend. Het Erasmus draagt zorg voor het zo eerlijk mogelijk beoordelen van alle inschrijvers door hetzelfde aantal beoordeelaars.

Indien de inschrijving niet voldoet aan het PvE, zal deze ook niet getest worden.

Inschrijver dient met hetzelfde materiaal te testen, als waarmee ingeschreven is. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot uitsluiting.

1.3 Informatie voor het testpanel

De medewerker dient na het testen van het aangeboden verpakkingsmateriaal het bijgevoegde gebruikerstest formulier geheel in te vullen. Alleen volledig ingevulde formulieren (dus inclusief personalia) wordt in de beoordeling meegenomen. Het is voor het onderzoek van belang dat iedere vraag beantwoord wordt. Er zijn geen goede of

foute antwoorden, het gaat om de waarneming van de medewerker. Wanneer een vraag niet van toepassing is wordt het vakje n.v.t. ingevuld.

Voorbeeld fase 1:

Wanneer u vraag nummer 1, "CSA: Gemak van het invouwen: Is het verpakkingsmateriaal niet te stug of te slap?", als een voldoende wilt beoordelen, dan zet u een kruisje (x) onder voldoende.

	nvt	Slecht (0)	onvoldoende (1)	matig (4)	Voldoende (6)	goed(8)	Zeer goed (10)	opmerkingen
CSA: Gemak van het invouwen: Is het verpakkingsmateriaal niet te stug of te slap?					X			

Tabel 1: Score-tabel

beoordeling	Betekenis
10	zeer goed
8	goed
6	voldoende
4	matig
1	onvoldoende
0	slecht

1.4 Gebruikerstest

Gebruikerstest Formulier Verpakkingsmateriaal CSA

Leverancier:

Naam:

Functie:

Microsectie nummer:

Bij een lage score graag een toelichting

Twee aparte formulieren: één voor de CSA en één voor de OK

Er moet getest worden met een stoomgesteriliseerd net en met een Sterrad-gesteriliseerd net

		nvt	0	1	4	6	8	10	opmerkingen
1	CSA: Gemak van het invouwen: Is het verpakkingsmateriaal niet te stug of te slap?								
2	CSA: Gemak van het invouwen: Is het verpakkingsmateriaal niet te glad?								

3	CSA: Is de sterilisatietape gemakkelijk af te scheuren?								
4	CSA: Blijft de sterilisatietape en het etiket goed plakken na het inpakken?								
5	CSA: Blijft het verpakkingsmateriaal tijdens het inpakken intact? (geen gaatjes of scheuren)								
6	CSA: Blijft de sterilisatietape en het etiket goed plakken na het sterilisatieproces?								
7	CSA: Is de indicator op het etiket omgeslagen?								
8	CSA: is het verpakkingsmateriaal droog na sterilisatie?								
9	OK: Is het verpakkingsmateriaal intact? (geen gaatjes of scheuren)								
10	OK: Is het instrumentennet gemakkelijk aseptisch te openen m.b.t. de stugheid van het verpakkingsmateriaal?								
11	OK: Is het instrumentennet gemakkelijk aseptisch te openen m.b.t. de gladheid van het verpakkingsmateriaal?								
12	OK: Is het laminaat eenvoudig te openen en is duidelijk hoe?								
13	Geven de inlegvellen in- en onder het net extra stevigheid en/of absorberend vermogen?								

Tabel 1: Score-tabel

beoordeling	Betekenis
10	zeer goed
8	goed
6	voldoende
4	matig
1	onvoldoende
0	slecht

Eventuele motivatie:

.....
.....

(bij behoefte aan meer schrijfruimte kunt u de achterzijde van dit beoordelingsformulier gebruiken)