

	Categorie omschrijving Pijnacker-Nootdorp 2023					
	Categorie	Gebruik	Omgeving	Verplaatsen	Zithouding	Meeneembaarheid
1	Hoeprolstoel voor actief, semipermanent/algemeen gebruik	Bij het zelfstandig uitvoeren van adl activiteiten.	Zowel binnenshuis alsook buitenshuis.	De gebruiker kan zelf rijden, maar kan ook geduwd worden.	De zithouding is goed in te stellen op de gebruiker.	Belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen.
2	Actief rolstoelen, vastframe	Bij het zelfstandig uitvoeren van adl activiteiten. De nadruk ligt op de rijeigenschappen.	Zowel binnenshuis als buitenshuis.	De gebruiker rijdt zelf.	De zithouding is instelbaar.	Zeer belangrijk, te verkleinen.
3	Hoepelrolstoel voor incidenteel gebruik (lichtgewicht uitvoering)	Hoofdzakelijk als er sprake is van een korte gebruiksduur en/of incidenteel gebruik	Zowel binnenshuis als buitenshuis.	De gebruiker kan zelf rijden maar zal ook regelmatig worden geduwd.	De zithouding is niet instelbaar.	Belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen.
4	Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik, al dan niet met geïntegreerde duwondersteuning	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur	Zowel binnenshuis als buitenshuis.	De gebruiker wordt hoofdzakelijk geduwd.	De zithouding is permanent instelbaar.	Minder belangrijk, rolstoel is niet verkleinbaar.
5	Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving	De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel	Buitenshuis en in ruim toegankelijke gebouwen in de woonomgeving.	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen.	De zithouding is beperkt in te stellen.	De scootmobiel is beperkt demontabel.
6	Scootmobiel voor buiten gebruik (incl. "extra" geveerd)	De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel	Buitenshuis en voor langere afstanden.	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen.	De zithouding is beperkt in te stellen.	De scootmobiel is beperkt demontabel.
7	Elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, in en om het huis	Dagelijks gedurende langere tijd, vanwege de woonomgeving is het een compacte, goed wendbare rolstoel	Hoofdzakelijk in huis maar ook beperkt buiten.	Gezien de beperkingen van de gebruiker is een elektrische aandrijving met elektronische besturing voor twee aandrijfmotoren noodzakelijk.	De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zonodig elektrisch bediend).	De rolstoel is niet demontabel.
8	Elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, binnen/ buiten	Dagelijks gedurende meerdere uren per dag. Omdat de rolstoel zowel buitenshuis als binnenshuis wordt gebruikt is een compacte, stabiele rolstoel noodzakelijk welke ook voor langere afstanden en bij hogere snelheden comfortabel is.	Zowel binnenshuis, als buitenshuis.	Gezien de beperkingen van de gebruiker is een elektrische aandrijving met elektronische besturing voor twee aandrijfmotoren noodzakelijk.	De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zonodig elektrisch bediend) er zijn veel standaard opties leverbaar om de zithouding te optimaliseren.	De rolstoel is niet demontabel.
9	Driewiel fietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, manueel.	De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met stabiliteit van een tweewiel fiets	Buitenshuis.	De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de hand te sturen.	De zithouding is eenvoudig.	De fiets is niet demontabel.
10	Driewiel fietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, met elektrische ondersteuning.	De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met stabiliteit van een tweewiel fiets en heeft ondersteuning bij het voortbewegen nodig	Buitenshuis.	De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de hand te sturen.	De zithouding is eenvoudig.	De fiets is niet demontabel.
11	Driewiel fietsen voor kinderen van 2 tot 5 jaar	De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met stabiliteit van een tweewiel fiets	Buitenshuis.	De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de hand te sturen.	De zithouding is eenvoudig.	De fiets is niet demontabel.
12	Buggy's	Voor kinderen als er sprake is van een korte gebruiksduur en/of incidenteel gebruik.	Zowel binnenshuis als buitenshuis.	De gebruiker wordt altijd geduwd.	Zithouding is zeer eenvoudig en beperkt instelbaar.	Belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen.
13	Kinderduwwandelwagens	Voor kinderen voor zowel een kortere of langere gebruiksduur.	Zowel binnenshuis als buitenshuis.	De gebruiker wordt altijd geduwd.	De zithouding is in meer of mindere mate instelbaar.	Belangrijk, opvouwbaar en/of verkleinbaar.
14	Verrijdbare tilliften (passief)	Hulpmiddel bij het tillen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken	Binnenshuis.	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift.	Liggend of zittend in een tilband.	Sommige liften zijn demontabel voor transport.
15	Verrijdbare tilliften (actief)	Hulpmiddel bij het ondersteunen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken.	Binnenshuis.	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de ondersteuning en het bedienen en verrijden van de lift.	Persoon maakt een transfer in een ondersteund staande houding enige activiteit van de patiënt is gewenst.	Sommige liften zijn demontabel voor transport.
16	Douche- en toiletvoorzieningen eenvoudig; verrijdbaar, beperkt in hoogte instelbaar en niet kantelbaar.	Kort / incidenteel gebruik	Binnenshuis, ook in natte cel.	Wel en niet verrijdbaar	De zithouding is niet, tot beperkt instelbaar zoals zithoek en zithoogte.	Niet belangrijk
17	Douche/ toilethulpmiddelen complex; (zelf)verrijdbaar en (permanent) in hoogte en zithoek verstelbaar.	Kort / incidenteel gebruik	Binnenshuis, ook in natte cel.	Wel en niet verrijdbaar	De zithouding is permanent verstelbaar zoals zithoek en zithoogte.	Niet belangrijk
18	Universele "losse" elektrische duwondersteuning begeleider	De begeleider maakt gebruik van een handbewogen rolstoel en kan bij het duwen ondersteund worden door een elektrische duwondersteuning.	Binnenshuis en/of buitenshuis.	De begeleider wordt bij het voortbewegen van de rolstoel elektromotirisch ondersteund	N.v.t.	De aandrijving is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.
19	Universele "losse" elektrische hoepel- en/of joystickondersteuning voor gebruiker.	De gebruiker maakt gebruik van een handbewogen rolstoel en kan bij het rijden ondersteund worden middels een elektrische aandrijving, dan wel ondersteuning op de wielen.	Binnenshuis en/of buitenshuis.	De gebruiker hoepelt al dan niet zelf en wordt bij het rijden elektromotorisch ondersteund.	N.v.t.	De aandrijving is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.
20	Universeel aankoppelbaar fietsdeel, manueel	De gebruiker maakt gebruik van een handbewogen rolstoel. Om zich sneller voort te kunnen bewegen over langere afstanden maakt men gebruik van een aankoppelbaar fietsdeel.	Buitenshuis.	De gebruiker heeft de capaciteit langdurig met de handen een rondraaiende beweging te maken en te sturen.	N.v.t.	Het fietsdeel is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.
21	Universeel aankoppelbaar fietsdeel, met elektrische ondersteuning	De gebruiker maakt gebruik van een handbewogen rolstoel. Om zich sneller voort te kunnen bewegen over langere afstanden maakt men gebruik van een aankoppelbaar fietsdeel, waarbij elektrische ondersteuning nodig is.	Buitenshuis.	De gebruiker heeft de capaciteit met de handen een rondraaiende beweging te maken en te sturen.	N.v.t.	Het fietsdeel is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.