

BIJLAGE: categorieën hulpmiddelen

Het huidige assortiment hulpmiddelen bestaat uit 40 categorieën waar alle noodzakelijke hulpmiddelen te verstrekken vanuit Vmo 2015 in zijn onder te brengen. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen.

Assortiment

Categorie 1:	Handbewogen rolstoelen incidenteel/eenvoudig gebruik
Productcodes:	Aanschaf: 11101 – Reparaties: 11501
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Kortdurend gebruik. Transportgebruik, waarbij gebruiker veelal geduwd wordt buitenshuis. Moet zich over korte stukken zelfstandig voortbewegen. Zelfstandig uitvoeren van ADLactiviteiten vanuit de voorziening. Voorzien van minimale functionele instel- en verstelbaarheid.
Zithouding:	Standaard/eenvoudige zitondersteuning.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten.
Meeneembaarheid:	Opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Meeneembaarheid belangrijk.
Categorie 2:	Handbewogen rolstoelen voor semi- permanent gebruik of actief gebruik
Productcodes:	Aanschaf: 11102 – Onderhoud en reparaties: 11502
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten lichter dan 130 kg en voor alle leeftijden toepasbaar. Frequent gebruik gedurende langere periode per dag. Met (een hoge mate van) zelfstandig uitvoeren van ADL - activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit.
Zithouding:	Zitondersteuning heeft prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en/of verstelbaar en adequaat aanpasbaar.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten.
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig opvouwbaar/ verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
Categorie 3:	Handbewogen rolstoelen voor semi- permanent gebruik of actief gebruik Heavy duty
Productcodes:	Aanschaf: 11103 – Onderhoud en reparaties: 11503
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten zwaarder dan 130 kg. Voor alle leeftijden toepasbaar. Frequent gebruik gedurende langere periode per dag. Met (een hoge mate van) zelfstandig uitvoeren van ADL - activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit.
Zithouding:	Zitondersteuning heeft prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en/of verstelbaar en goed aanpasbaar.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten.

Meeneembaarheid: Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig opvouwbaar/ verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Categorie 4: **Handbewogen rolstoelen actief gebruik / vastframe**

Productcodes: **Aanschaf: 11104 – Onderhoud en reparaties: 11504**

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Frequent gebruik gedurende langere periode per dag. Met (een hoge mate van) zelfstandig uitvoeren van ADL - activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenhuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit.

Zithouding: Rijeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in- /verstelbaar.

Omgeving: Binnenshuis als ook buitenshuis.

Meeneembaarheid: Rolstoel is verkleinbaar en mee neembaar in een auto.

Categorie 5: **Handbewogen rolstoelen/wandelwagens voor permanent en/of passief gebruik met kantelverstelling**

Productcodes: **Aanschaf: 11105 – Onderhoud en reparaties: 11505**

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Continu gebruik met lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Rusten in de rolstoel is mogelijk. De rolstoel wordt vaak geduwd door derden. De meeste cliënten worden geduwd een aantal cliënten beweegt zich zelfstandig voort. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is noodzakelijk.

Zithouding: Zitondersteuning heeft de hoogste prioriteit. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is voorzien van kantelverstelling, is in- en/of verstelbaar en is goed aanpasbaar.

Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten.

Meeneembaarheid: Is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Categorie 6: **Elektrische aandrijfunits hoepelondersteuning**

Productcodes: **Aanschaf: 11106 – Onderhoud en reparaties: 11506**

Gebruik: Elektrische aandrijfunit hoepelondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van cliënt. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Omgeving: Binnenshuis als ook buitenshuis.

Meeneembaarheid: Wielen en/of accu's zijn eenvoudig (zonder gereedschap) demonteerbaar van rolstoel.

Categorie 7: **Elektrische aandrijfunits duwondersteuning**

Productcodes: **Aanschaf: 11107 – Onderhoud en reparaties: 11507**

Gebruik: Elektrische aandrijfunit duwondersteuning ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Omgeving: Buitenshuis.

Meeneembaarheid:	Duwondersteuning is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde aan te koppelen en af te koppelen.
Categorie 8:	Elektrische aandrijfunits met joystick
Productcodes:	Aanschaf: 11108 – Onderhoud en reparaties: 11508
Gebruik:	Elektrische aandrijfunit met joystick is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen van cliënt. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage). De
Omgeving:	Binnenshuis als ook buitenshuis.
Meeneembaarheid:	Aandrijfunit en/of accu zijn eenvoudig (zonder gereedschap) demonteerbaar van rolstoel.
Categorie 9:	Handbikes
Productcodes:	Aanschaf: 11109 – Onderhoud en reparaties: 11509
Gebruik:	Bedoeld voor vervoer buitenshuis voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en eenvoudig aan te koppelen aan de rolstoelen binnen de raamovereenkomst.
Omgeving:	Buitenshuis.
Meeneembaarheid:	De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
Categorie 10:	Handbikes met elektrische ondersteuning
Productcodes:	Aanschaf: 11110 – Onderhoud en reparaties: 11510
Gebruik:	Bedoeld voor vervoer buitenshuis voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike met elektrische ondersteuning is in ieder geval geschikt en eenvoudig aan te koppelen aan de rolstoelen binnen de raamovereenkomst. Een handbike met elektrische (trap-) ondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een handbike zonder elektrische ondersteuning niet voldoet in de vervoersnoodzaak.
Omgeving:	Buitenshuis.
Meeneembaarheid:	De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
Categorie 11:	Elektroscooter handbike
Productcodes:	Aanschaf: 11111 – Onderhoud en reparaties: 11511
Gebruik:	Bedoeld voor vervoer buitenshuis voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. De aankoppelbare elektroscooter handbike is in ieder geval geschikt en eenvoudig aan te koppelen aan de rolstoelen binnen de raamovereenkomst. Een elektroscooter handbike is van toepassing voor cliënten waarbij een handbike zonder elektrische ondersteuning en een handbike met elektrische ondersteuning niet voldoet in de vervoersnoodzaak.
Omgeving:	Buitenshuis.
Meeneembaarheid:	De elektroscooter handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.

Categorie 12:	Buggy's
Productcodes:	Aanschaf: 12112 – Onderhoud en reparaties: 12512
Gebruik:	Lichtgewicht opvouwbaar buggy voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy's voor kinderen onder lichamelijke of verstandelijke beperkingen.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten.
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is verkleinbaar/ opvouwbaar.
Categorie 13:	Kinderduw wandelwagens
Productcodes:	Aanschaf: 12113 – Onderhoud en reparaties: 12513
Gebruik:	Kinderwandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.
Omgeving:	Gebruik binnen en/of buiten.
Meeneembaarheid:	Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar en/of is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.
Categorie 14:	Elektrische rolstoelen, modellen eenvoudig
Productcodes:	Aanschaf: 11114 – Onderhoud en reparaties: 11514
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootermobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Gebruik buitenshuis en/ of continu gebruik met mogelijk zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Zelfstandige verplaatsingen binnen en/of buiten. Voorzien van complete functionele (elektrische) instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Voorziening is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van gebruiker in combinatie met noodzakelijke individuele vervoersbehoefte.
Model eenvoudig:	Standaard rolstoel met maximaal 2 elektrische verstellingen. De volgende elektrische instellingen behoren tot deze 2 elektrische verstellingen: Zithoogteverstelling, kantelfunctie, rugleuninginstelling, beensteuninstelling (links en rechts) en beensteuninstelling midden. N.B. Elektrische rolstoelen waarbij maximaal 2 elektrische verstellingen nodig zijn, maar waarbij een ander besturingssysteem noodzakelijk is (evt. naast joystickbesturing), behoren niet tot model eenvoudig. Dit betreft in dat geval elektrische rolstoelen met uniscanners, hoofdbediening en/of blaas/zuigbediening. Zie in dat geval categorie 15
Zithouding:	Zithouding is goed Instelbaar/Verstelbaar en goed aanpasbaar.
Omgeving:	Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.
Meeneembaarheid:	Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Categorie 15:	Elektrische rolstoelen, modellen complex
Productcodes:	Aanschaf: 11115 – Onderhoud en reparaties: 11515

Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootermobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Gebruik buitenshuis en/ of continu gebruik met mogelijk zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Zelfstandige verplaatsingen binnen en/of buiten. Voorzien van complete functionele (elektrische) instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Voorziening is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van gebruiker in combinatie met noodzakelijke individuele vervoersbehoefte.
Model Complex:	- Standaard rolstoel met meer dan twee elektrische verstellingen. Onder andere de volgende elektrische verstellingen behoren tot deze verstelmogelijkheden: Zithoogteverstelling, kantelfunctie, rugleuninginstelling, beensteuninstelling (links en rechts) en beensteuninstelling midden. - Elektrische rolstoelen waarbij maximaal 2 elektrische verstellingen nodig zijn, maar waarbij een ander besturingssysteem noodzakelijk is (evt. naast joystickbesturing), behoren tot model complex. Dit betreft in dat geval elektrische rolstoelen met uniscanners, hoofdbediening en/of blaas/zuigbediening.
Zithouding:	Zithouding is goed in- / verstelbaar en goed aanpasbaar.
Omgeving:	Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.
Meeneembaarheid:	Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

Categorie 16:
Productcodes:

Rolstoelfietsen
Aanschaf: 12116 – Onderhoud en reparaties: 12516

Gebruik:	De cliënt wordt gereden door derde. Cliënt is rolstoel gebonden. Rolstoel kan door derde worden aangekoppeld aan het fietsdeel of eigen rolstoel kan anders op een plateau van de rolstoelfiets worden gereden en veilig worden vastgezet.
Modellen:	- I Model met plateau - I Model met afneembare Rolstoel
Omgeving:	Gebruik buitenshuis.

Categorie 17:
Productcodes:

Rolstoelfietsen met elektrische trapondersteuning
Aanschaf: 12117 – Onderhoud en reparaties: 12517

Gebruik:	De cliënt wordt gereden door derde. Cliënt is rolstoel gebonden. Rolstoel kan door derde worden aangekoppeld aan het fietsdeel of eigen rolstoel kan anders op een plateau van de rolstoelfiets worden gereden. Elektrische trapondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde.
Modellen:	- I Model met plateau - I Model met afneembare Rolstoel
Omgeving:	Gebruik buitenshuis.

Categorie 18:
Productcodes:

Driewielfietsen zonder elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)
Aanschaf: 12118 – Onderhoud en reparaties: 12518

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Voortbewegen met spierkracht gebruiker. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Categorie 19: ***Driewiel fietsen met elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)***

Productcodes: ***Aanschaf: 12119 – Onderhoud en reparaties: 12519***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Een driewiel fiets met elektrische trapondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een driewiel fiets zonder elektrische trapondersteuning niet

voldoet in de vervoersbehoefte. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Categorie 20: ***Driewiel fietsen zonder elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)***

Productcodes: ***Aanschaf: 12120 – Onderhoud en reparaties: 12520***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets en of driewiel fiets. Voortbewegen met spierkracht gebruiker. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Categorie 21: ***Driewiel fietsen met elektrische trapondersteuning (voor alle leeftijden)***

Productcodes: ***Aanschaf: 12121 – Onderhoud en reparaties: 12521***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets of een driewiel fiets. Een driewiel fiets met elektrische trapondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een driewiel fiets zonder elektrische trapondersteuning niet voldoet in de vervoersbehoefte. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Categorie 22: ***Duofietsen/tandems twee personen achter elkaar***

Productcodes: ***Aanschaf: 12122 – Onderhoud en reparaties: 12522***

Gebruik: Enkel in volwassen en kind combinatie toepasbaar. Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassene met kind, waarbij het kind voorop plaats neemt.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Categorie 23 ***Duofietsen/tandems twee personen achter elkaar met elektrische ondersteuning***

Productcodes: ***Aanschaf: 12123 – Onderhoud en reparaties: 12523***

Gebruik: Enkel in volwassen en kind combinatie toepasbaar. Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassene met kind, waarbij het kind voorop plaats neemt. Elektrische trapondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Categorie 24: ***Side by side met elektrische trapondersteuning***
Productcodes: ***Aanschaf: 12124 – Onderhoud en reparaties: 12524***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Fiets voor het gebruik door twee personen naast elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen en kinderen. Elektrische trapondersteuning is ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen van derde

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Omgeving: Gebruik buitenshuis.

Categorie 25: ***Scootmobielen***
Productcodes: ***Aanschaf: 12125 – Onderhoud en reparaties: 12525***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar tenzij aantoonbaar niet geschikt (zie categorie 27). Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling) gebouw en/of in grotere regio. Eenvoudige, beperkte of juist complexe zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak). Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar/ uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Model: Scootmobiel 8 t/m 15 km / uur

Zithouding: Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen.

Omgeving: Gebruik binnen en buiten.

Meeneembaarheid: Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Categorie 26: ***Scootmobielen, modellen extra geveerd***
Productcodes: ***Aanschaf: 12126 – Onderhoud en reparaties: 12526***

Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar tenzij aantoonbaar niet geschikt (zie categorie 27). Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling) gebouw en/of in grotere regio. Beperkt of complexe zitcomplexiteit, waardoor een extra geveerde scootmobiel noodzakelijk is. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar/ uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering, tenzij afwijkende indicatie.
Model:	Scootmobiel 10 t/m 15 km / uur, zwaar geveerd. Een scootmobiel extra geveerd is van toepassing voor cliënten waarbij een scootmobiel uit categorie 25 niet voldoende compenseert. De mate van vering moet aantoonbaar beter zijn dan de scootmobielen aangeboden onder categorie 25.
Zithouding:	Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- en/of reumatische klachten.
Omgeving:	Gebruik binnen en buiten.
Meeneembaarheid:	Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Categorie 27:
Productcodes:
 Gebruik:

Scootmobielen, modellen Heavy Duty

Aanschaf: 12127 – Onderhoud en reparaties: 12527

Betreft scootmobielen met een belastbaarheid tot 300 kg. Gebruik van categorie 27 is alleen van toepassing als een scootmobiel uit categorie 25 of 26 qua belastbaarheid aantoonbaar niet geschikt blijkt te zijn.. Voor grotere lichaamsmaten en alle leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit met een zelfstandige transfermogelijkheid. Vervoersbehoefte in of in directe omgeving van (instelling) gebouw en/of in grotere regio. Eenvoudige, beperkte of juist complexe zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak). Gebruik binnen en/of buiten. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar// uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Model:	Scootmobiel 12 tot 15 km / uur, zwaar belastbaar en zwaar geveerd. Betreft een model/modellen aantoonbaar anders dan aangeboden onder 25 en/of 26)
Omgeving:	Gebruik binnen en buiten in.
Meeneembaarheid:	Geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Categorie 28:
Productcodes:
 Gebruik:

Autozitjes

Aanschaf: 12128 – Onderhoud en reparaties: 12528

Uitgangspunt is dat regulier in de handel verkrijgbare autostoeltjes (algemeen gebruikelijk) niet toereikend zijn. De cliënt kan adequaat en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald en is instelbaar en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Het stoeltje/ de stoeltjes aangeboden zijn geschikt voor kinderen tot 50 kg.

Meeneembaarheid:	Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.
------------------	--

Categorie 29:

Draaischijf met beugel

Productcodes:	Aanschaf: 12129 – Onderhoud en reparaties: 12529
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Betreft transfer op de plaats in veelal een hoek van +/- 90 graden. Transfer van zit naar ondersteund staande houding, naar zittende houding. De cliënt wordt in gestimuleerd actief deel te nemen aan de transfer. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.
Omgeving:	Gebruik binnen.
Categorie 30:	Tilliften actief (elektrisch)
Productcodes:	Aanschaf: 13130 – Onderhoud en reparaties: 13530
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Betreft verrijdbare transfer. Transfer van zit naar ondersteund staande houding, naar zittende houding. De cliënt wordt in mindere of meerdere mate gestimuleerd actief deel te nemen aan de transfer. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. Type tilbanden en aantal is afhankelijk van de specifieke problematiek, gewicht en lengte van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilbanden.
Omgeving:	Gebruik binnen.
Categorie 31:	Tilliften passief (elektrisch)
Productcodes:	Aanschaf: 13131 – Onderhoud en reparaties: 13531
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Betreft verrijdbare transfer. Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt met afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft geen of een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. Type tilbanden en tilzakken en aantal is afhankelijk van de specifieke problematiek, gewicht en lengte van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilzakken/tilbanden.
Omgeving:	Gebruik binnen.
Categorie 32:	Toiletstoelen op poten
Productcodes:	Aanschaf: 13132 – Reparaties: 13532
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarbij het toilet niet of niet tijdig bereikt kan worden. Het betreft situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het gebruik van het toilet, maar nog wel in meer of mindere mate ADL zelfstandig is. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door cliënt of derde.
Omgeving:	Gebruik binnen.
Categorie 33:	Douchevoorzieningen op poten
Productcodes:	Aanschaf: 13133 – Reparaties: 13533

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/ wassen, maar nog wel in meer of mindere mate ADL zelfstandig is. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten.

Omgeving: Gebruik binnen.

Categorie 34: ***Douche- toiletvoorzieningen verrijdbare, modellen eenvoudig***

Productcodes: ***Aanschaf: 13134 – Reparaties: 13534***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen en/of gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of geheel ADL-zelfstandig. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. Er kan sprake zijn van complexe (zit-) problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen.

Model eenvoudig: Verrijdbaar. Indien noodzakelijk geleverd of instelbaar/aanpasbaar. Dit betreft een eenmalige instelling (Denk aan wigzit, afwijkende rughoek, zithoogte). Niet in hoogte verstelbaar en niet kantelbaar

Omgeving: Gebruik binnen.

Categorie 35: ***Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, model kantelbaar en in hoogte verstelbaar***

Productcodes: ***Aanschaf: 13135 – Onderhoud en reparaties: 13535***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of niet ADL-zelfstandig. Er is sprake van complexe (zit-) problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Verrijdbaar.

Model mechanisch: verrijdbaar, mechanisch in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar.

Omgeving: Gebruik binnen.

Categorie 36: ***Douche- toiletvoorzieningen verrijdbaar, model elektrisch kantelbaar en in hoogte verstelbaar***

Productcodes: ***Aanschaf: 13136 – Onderhoud en reparaties: 13536***

Gebruik: Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of niet ADL-zelfstandig. Er is sprake van complexe (zit-) problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele elektrisch instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Verrijdbaar.

Model elektrisch: Verrijdbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar. N.b. Het verstrekken van een elektrische tillift, om nadrukkelijk Arbo-technische reden voor professionele verzorgers (niet zijnde mantelzorgers) is nadrukkelijk geen reden voor verstrekking vanuit de Wmo.

Omgeving: Gebruik binnen.

Categorie 37:	<i>Douchebrancards</i>
Productcodes:	<i>Aanschaf: 13137 – Reparaties: 13537</i>
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt liggend verzorgd moet worden door derden. De cliënt heeft een lage mate van ADLzelfstandigheid. Cliënt kan adequaat op hoogte worden gewassen door derde.
Lighouding:	Lighouding biedt veiligheid en derde optimale ruimte om cliënt te verzorgen.
Omgeving:	Gebruik binnen.
Categorie 38:	<i>Kinderbadjes op hoogte</i>
Productcodes:	<i>Aanschaf: 13138 – Reparaties: 13538</i>
Gebruik:	Uitgangspunt is dat regulier in de handel verkrijgbare kinderbadjes (algemeen gebruikelijk) niet toereikend zijn. Enkel voor kinderen toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt liggend verzorgd moet worden door derden. De cliënt heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Cliënt kan in op hoogte worden gewassen door derde.
Lighouding:	Lighouding biedt veiligheid en derde optimale ruimte om cliënt te verzorgen.
Omgeving:	Gebruik binnen.
Categorie 39:	<i>Extra zitondersteuning in bad (pinguin of gelijkwaardig)</i>
Productcodes:	<i>Aanschaf: 13139 – Reparaties: 13539</i>
Gebruik:	Uitgangspunt is dat regulier in de handel verkrijgbare zitondersteuning in bad (algemeen gebruikelijk) niet toereikend zijn. Enkel voor kinderen toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt extra zitondersteuning nodig heeft in bad en moet door derde gewassen worden. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid en douchen is niet mogelijk.
Zit/Lig houding:	De zit/lig houding in bad biedt veiligheid en derde een zo optimaal mogelijke ruimte om cliënt te verzorgen.
Omgeving:	Gebruik binnen.
Categorie 40:	<i>Pendell/ rolstoelscooter</i>
Productcodes:	<i>Aanschaf: 12140 – Onderhoud en reparaties: 12540</i>
Gebruik:	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar tenzij aantoonbaar niet geschikt (o.a. geen rijbewijs). Beperkte mobiliteit met geen of een beperkte zelfstandige transfermogelijkheid. Zelfstandig oprij- en afrij- baar met rolstoel. Vervoersbehoefte in een grotere regio, niet anders adequaat voorliggend op te lossen. Eenvoudige, beperkte of juist complexe zitcomplexiteit (mate van geveerdheid afhankelijk van noodzaak). Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van de gebruiker en noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk. Aantal gereden kilometers zijn aantoonbaar/ uit te lezen (kilometerteller is aanwezig). Normaal 3-wieluitvoering.
Omgeving:	Gebruik buiten.