

**Bijlage 6: Functionele Eisen en Productindeling Wmo-hulpmiddelen****Productcodes en productomschrijvingen****Rolstoelen**

<u>Productcode</u>	<u>Productomschrijving</u>	<u>Opmerkingen</u>
11H01	Handbewogen rolstoel kortdurend gebruik	
11H02	Handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent/langdurig gebruik (volwassenen)	
11H04	Vast frame rolstoel voor actief gebruik (volwassenen/kinderen)	
11H06	Handbewogen rolstoel met kantelfunctie voor permanent/langdurig gebruik (volwassenen/kinderen)	
11H11	Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, nadruk op binnenshuis	
11H12	Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, nadruk op buitenshuis	
11H21	Hulpaandrijving voor de begeleider/duwer	
11H22	Hulpaandrijving voor de gebruiker	
11H31	Kinderbuggy	
11H32	Duwwandelwagen voor (semi-)permanent/langdurig gebruik (kinderen)	
11H41	Kinderrolstoel elektrisch	
11H98	Overige Rolstoelvoorzieningen, BTW laag	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
11H99	Overige Rolstoelvoorzieningen, BTW hoog	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud

Vervoersvoorzieningen

<u>Productcode</u>	<u>Productomschrijving</u>	<u>Opmerkingen</u>
12B01	Scootmobiel voor gebruik in de directe woonomgeving - buitenstalling	
12B03	Scootmobiel voor gebruik over langere afstanden - buitenstalling	
12B05	Scootmobiel met extra veercomfort - buitenstalling	
12B13	Driewiel fiets voor volwassenen - buitenstalling	
12B14	Driewiel fiets voor kinderen in drie framematen - buitenstalling	
12B30	Tandem/Duofiets (achter of naast elkaar), 3 wiel, BTW laag - buitenstalling	
12B34	Tandemfiets (achter elkaar), 2 wiel, BTW hoog - buitenstalling	
12B40	Rolstoelfiets - buitenstalling	
12H01	Scootmobiel voor gebruik in de directe woonomgeving	
12H03	Scootmobiel voor gebruik over langere afstanden	
12H05	Scootmobiel met extra veercomfort	
12H13	Driewiel fiets voor volwassenen	
12H17	Driewiel fiets voor kinderen in drie framematen	
12H20	Handbike	
12H30	Tandem/Duofiets (achter of naast elkaar), 3 wiel, BTW laag	
12H33	Tandemfiets (achter elkaar), 2 wiel, BTW hoog	
12H40	Rolstoelfiets	
12H46	Rolstoelbakfiets	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
12H50	Autostoel	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
12H98	Overige Vervoersvoorzieningen, BTW laag	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
12H99	Overige Vervoersvoorzieningen, BTW hoog	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
?	Scootmobiel met overkapping en verwarming	Nieuw
?	Deelscootmobiel	Nieuw
?	Elektrische loopfiets	Nieuw

Woonvoorzieningen

<u>Productcode</u>	<u>Productomschrijving</u>	<u>Opmerkingen</u>
13H01	Verrijdbare tillift t.b.v. actieve tilhandelingen	
13H02	Verrijdbare tillift t.b.v. passieve tilhandelingen	
13H12	Douche-/toiletstoel verrijdbaar voor volwassenen	
13H13	Douche-/toiletstoel verrijdbaar en in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar	
13H16	Badlift	
13H17	Douchebrancard/douchestretcher	
13H46	Douche-/toiletstoel verrijdbaar voor kinderen	
13H47	Kinderbadzitje	
13H98	Overige woonvoorzieningen, BTW laag	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
13H99	Overige woonvoorzieningen, BTW hoog	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
13L03	Overige transferhulpmiddelen	Offerte, huur/koop met of zonder onderhoud
13L09	Douchestoel op poten	Offerte, vaste prijs, koop zonder onderhoud
13L11	Douche/toiletstoel op poten	Offerte, vaste prijs, koop zonder onderhoud
13L15	Toiletstoel op poten	Offerte, vaste prijs, koop zonder onderhoud
13L18	Badplank	Offerte, vaste prijs, koop zonder onderhoud

Functionele eisen per productcode

Rolstoelen

11H01 Handbewogen rolstoel kortdurend gebruik	
Gebruik	Incidenteel gebruik en/of korte gebruiksduur
Omgeving	Binnenshuis en buitenshuis
Verplaatsen	De cliënt kan zelf korte stukjes rijden, maar zal ook regelmatig worden geduwd
Ergonomie	De zithouding is beperkt instelbaar
Meeneembaarheid	Belangrijk, vouwbaar en te verkleinen
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H02 Handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent/langdurig gebruik	
Gebruik	Bij het zelfstandig uitvoeren van ADL-activiteiten. De nadruk ligt op de zit- en rijeigenschappen.
Omgeving	Binnenshuis en buitenshuis.
Verplaatsen	De cliënt rijdt soms zelf, en zal ook worden geduwd.
Ergonomie	Belangrijk, de zithouding is goed instelbaar.
Meeneembaarheid	Vouwbaar en te verkleinen.
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H04 Vast frame rolstoel voor actief gebruik (volwassenen/kinderen)	
Gebruik	Bij het zelfstandig uitvoeren van ADL-activiteiten.
Omgeving	Binnenshuis en buitenshuis.
Verplaatsen	De cliënt rijdt zelf.
Ergonomie	De zithouding is instelbaar.
Meeneembaarheid	Zeer belangrijk, te verkleinen.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H06 Handbewogen rolstoel met kantelfunctie voor permanent/langdurig gebruik (volwassenen/kinderen)	
Gebruik	Lange aaneengesloten gebruiksduur voor cliënt met zeer beperkte zelfstandigheid.
Omgeving	Binnenshuis en buitenshuis.
Verplaatsen	De cliënt kan zelf korte stukjes rijden, maar zal ook regelmatig worden geduwd.
Ergonomie	De zithouding is instelbaar.
Meeneembaarheid	Minder belangrijk, niet vouwbaar of verkleinbaar.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H11 Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, nadruk op binnenshuis	
Gebruik	Dagelijks gedurende langere tijd.
Omgeving	In de woning en in de directe omgeving van de woning. Aangezien de rolstoel ook binnenshuis wordt gebruikt is een kleine draaicirkel noodzakelijk.
Verplaatsen	Cliënt kan zich alleen met elektrische aandrijving zelfstandig verplaatsen.
Ergonomie	De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zo nodig elektrisch bediend) er zijn modulaire aanpassingen leverbaar om de ergonomie optimaal aan de cliënt aan te laten sluiten.
Meeneembaarheid	De rolstoel is niet demontabel.

Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.
--------------------------	--

11H12 Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, nadruk op buitenshuis	
Gebruik	Dagelijks gedurende langere tijd, aangezien de rolstoel ook meer buiten wordt gebruikt is een stabiele rolstoel nodig waarmee qua comfort langere afstanden kunnen worden afgelegd.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen	Cliënt kan zich alleen met elektrische aandrijving zelfstandig verplaatsen.
Ergonomie	De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zo nodig elektrisch bediend) er zijn modulaire aanpassingen leverbaar om de ergonomie optimaal aan de cliënt aan te laten sluiten.
Meeneembaarheid	De rolstoel is niet demontabel.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H21 Hulpaandrijving voor de begeleider/duwer	
Gebruik	Met begeleider door middel van elektrische ondersteuning verplaatsen in een rolstoel over korte/middellange en lange afstanden.
Omgeving	Binnenshuis en buitenshuis.
Verplaatsen	De cliënt wordt geduwd.
Meeneembaarheid	Bij voorkeur demontabel.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H22 Hulpaandrijving voor de gebruiker	
Gebruik	Zelfstandig door middel van elektrische ondersteuning verplaatsen in een rolstoel over korte/middellange en lange afstanden.
Omgeving	Binnenshuis en buitenshuis.
Verplaatsen	De cliënt rijdt zelf.
Meeneembaarheid	Bij voorkeur demontabel.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H31 Kinderbuggy	
Gebruik	Aaneengesloten gebruiksduur voor cliënt/kind met (zeer) beperkte zelfstandigheid.
Omgeving	Voornamelijk buitenshuis.
Verplaatsen	De cliënt/het kind wordt altijd geduwd.
Ergonomie	De zithouding is eenvoudig.
Meeneembaarheid	Belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H32 Duwwandelwagen voor (semi-)permanent/langdurig gebruik (kinderen)	
Gebruik	Voor kinderen voor zowel kortere als langere gebruiksduur. De nadruk ligt op de zit- en rijeigenschappen.
Omgeving	Binnenshuis en buitenshuis.
Verplaatsen	De cliënt/het kind zal worden geduwd.
Ergonomie	Belangrijk, de zithouding is goed instelbaar.
Meeneembaarheid	Vouwbaar en te verkleinen.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

11H41 Kinderrolstoel elektrisch	
Gebruik	Door kinderen, dagelijks gedurende langere tijd, vanwege de woonomgeving is het een compacte goed wendbare stoel waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd.
Omgeving	Binnenhuis en buitenshuis.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de cliënt is een elektrische aandrijving met elektronische besturing nodig.
Ergonomie	De zithouding is instelbaar c.q. verstelbaar en er zijn modulaire aanpassingen leverbaar om de ergonomie te optimaliseren.
Meeneembaarheid	De rolstoel is niet demontabel.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

Vervoersvoorzieningen

12B01/12B03/12B05 Scootmobielen - buitenstalling	
Gebruik	De scootmobiel wordt geleverd inclusief afdekhoes en slot.
Omgeving	Buitenstalling.

12B13/12B14 Driewielfiets volwassenen en kinderen (met/zonder hulpmotor) - buitenstalling	
Gebruik	De driewielfiets wordt geleverd inclusief afdekhoes en slot.
Omgeving	Buitenstalling.

12B30/12B34/12B40 Tandem- Duofiets 3-wiel/Tandemfiets 2 wiel/Rolstoelfiets (met/zonder hulpmotor) - buitenstalling	
Gebruik	De rolstoel-/duofiets/tandem wordt geleverd inclusief afdekhoes en slot.
Omgeving	Buitenstalling.

12H01 Scootmobiel voor gebruik in de directe woonomgeving	
Gebruik	De cliënt heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de afstanden in de directe woonomgeving gebruik van de scootmobiel.
Omgeving	Buitenshuis en in ruim toegankelijke gebouwen in de woonomgeving. Maximum snelheid 10 km per uur (begrensbbaar tot lagere waarden) en actieradius minimaal 20 km.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de cliënt is er sprake van een elektrische aandrijving, de cliënt beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen (dan wel gecombineerd met voetbediening).
Ergonomie	De zithouding is beperkt in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

12H03 Scootmobiel voor gebruik over langere afstanden	
Gebruik	De cliënt heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel.
Omgeving	Buitenshuis en voor langere afstanden. Maximum snelheid 15 km per uur (begrensbaar tot lagere waarden) en actieradius minimaal 30 km.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de cliënt is er sprake van een elektrische aandrijving, de cliënt beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen (dan wel gecombineerd met voetbediening).
Ergonomie	De zithouding is beperkt in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

12H05 Scootmobiel met extra veercomfort	
Gebruik	De cliënt heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel. Vanwege de medische situatie heeft cliënt een extra geveerde scootmobiel nodig
Omgeving	Buitenshuis en voor langere afstanden. Maximum snelheid 15 km per uur (begrensbaar tot lagere waarden) en actieradius minimaal 30 km.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de cliënt is er sprake van een elektrische aandrijving, de cliënt beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen (dan wel gecombineerd met voetbediening).
Ergonomie	De zithouding is beperkt in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

12H13 Driewielfiets voor volwassenen (met/zonder hulpmotor)	
Gebruik	De cliënt kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewielfiets.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De cliënt heeft de capaciteit om te fietsen en met de hand te sturen.
Ergonomie	De zithouding is eenvoudig.
Meeneembaarheid	De fiets is niet demontabel.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

12H17 Driewielfiets voor kinderen in drie framematen (met/zonder hulpmotor)	
Gebruik	De cliënt kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewielfiets.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De cliënt heeft de capaciteit om te fietsen en met de hand te sturen.
Ergonomie	De zithouding is eenvoudig.
Meeneembaarheid	De fiets is niet demontabel.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

12H20 Handbike (met/zonder hulpmotor)	
Gebruik	Aankoppelbaar d.m.v. subframe aan rolstoel.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De cliënt heeft de capaciteit om met armkracht zich zelfstandig te verplaatsen.
Ergonomie	Er zijn mogelijkheden voor instellen/afstellen.
Meeneembaarheid	De fiets is niet demontabel.
Optioneel / aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

12H30/12H33 Tandemfiets/Tandem-Duofiets (drie wielen laag btw, twee wielen hoog btw) (met/zonder hulpmotor)	
Gebruik	De cliënt kan met begeleiding fietsen maar heeft problemen met op- en/of afstappen of kan geen lange afstanden fietsen.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De cliënt heeft niet of beperkt de capaciteit om zelfstandig te fietsen.
Ergonomie	De zithouding is eenvoudig.
Meeneembaarheid	De fiets is niet demontabel.
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

12H40 Rolstoelfiets (met/zonder hulpmotor)	
Gebruik	Transport van een handbewogen (duw)- rolstoel.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De cliënt heeft niet of beperkt de capaciteit om zich zelfstandig te verplaatsen.
Ergonomie	N.v.t.
Meeneembaarheid	De fiets is niet demontabel.
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

Nieuw - Scootmobiel met overkapping	
Gebruik	De cliënt heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor middel-lange/ lange afstanden gebruik van een scootmobiel. Vanwege de medische situatie heeft client verwarming en een overkapping over de scootmobiel nodig.
Omgeving	Buitenshuis. Actieradius minimaal 30 km.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de cliënt is er sprake van een elektrische aandrijving, de cliënt beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen (dan wel gecombineerd met voetbediening).

Ergonomie	Het zitcomfort is in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

Nieuw - Deelscootmobiel

Gebruik	De cliënt heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor middel-lange/langere afstanden incidenteel gebruik van een scootmobiel. De client kan zelfstandig of met hulp van derden een digitale reservering maken. In totaal kunnen in ieder geval drie cliënten de scootmobiel delen.
Omgeving	Buitenshuis en in ruim toegankelijke gebouwen in de woonomgeving. Maximum snelheid 15 km per uur (begrensbbaar tot lagere waarden) en actieradius minimaal 30 km.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de cliënt is er sprake van een elektrische ondersteuning, de cliënt beschikt wel over de capaciteit met de benen zittend een loopbeweging te maken en met de hand te sturen.
Ergonomie	De zithoogte en stuurhoogte is makkelijk in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen/accessoires aanwezig zoals stokhouder, spiegels, mand.

Nieuw - Elektrische loopfiets

Gebruik	De cliënt heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor afstanden in de directe woonomgeving gebruik van de elektrische loopfiets.
Omgeving	Buitenshuis. Actieradius minimaal 20 km.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de cliënt is er sprake van een elektrische ondersteuning, de cliënt beschikt wel over de capaciteit met de benen zittend een loopbeweging te maken en met de hand te sturen.
Ergonomie	De zithoogte en stuurhoogte is in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

Woonvoorzieningen

13H01 Verrijdbare tillift t.b.v. actieve tilhandelingen	
Gebruik	Hulpmiddel bij het ondersteunen van personen die verminderd op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken. Wordt verstrekt met twee tilmatten/-banden.
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de ondersteuning en het bedienen en verrijden van de lift en is indien van toepassing elektrisch verrijdbaar.
Ergonomie	Persoon maakt een transfer in een ondersteund staande houding enige activiteit van de cliënt is gewenst/noodzakelijk.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

13H02 Verrijdbare tillift t.b.v. passieve tilhandelingen	
Gebruik	Hulpmiddel bij het tillen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken. Wordt verstrekt met twee tilmatten/-banden.
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift en is indien van toepassing elektrisch verrijdbaar.
Ergonomie	Liggend of zittend in een tilband.
Meeneembaarheid	Niet van toepassing
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

13H12 Douche-/toiletstoel verrijdbaar voor volwassenen	
Gebruik	De cliënt maakt gebruik van een verrijdbare douche-/toiletstoel.
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Verrijdbaar
Ergonomie	Vaste zithouding
Meeneembaarheid	N.v.t.
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

13H13 Douche-/toiletstoel verrijdbaar en in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar	
Gebruik	De cliënt maakt voor het douchen en toilet gebruik van een douche-/toiletstoel. Cliënt is zeer afhankelijk van derden.
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Indien nodig verrijdbaar.
Ergonomie	Indien nodig geheel in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar.
Meeneembaarheid	N.v.t.
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

13H46 Douche-/toiletstoel verrijdbaar voor kinderen	
Gebruik	De cliënt maakt gebruik van een verrijdbare douche-/toiletstoel.
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Verrijdbaar
Ergonomie	Vaste zithouding
Meeneembaarheid	N.v.t.
Optioneel/aanpassingen	Modulaire (standaard) aanpassingen en indien van toepassing individuele op maat gemaakte niet modulaire (niet standaard) aanpassingen.

Overig Woonvoorzieningen	
13L09	Douchestoel op poten
13L15	Toiletstoel op poten
13L11	Douche-/toiletstoel op poten
13L18	Badplank
13L03	Overige transferhulpmiddelen
13H17	Douchebrancard/Douchestretcher
13H16	Badlift
13H47	Kinderbadzitje