

Uitwerking Standaard productcodelijst

Wmo productcodelijst voor categorieën 11, 12 en 13 binnen het berichtenverkeer

Inhoudsopgave

Categorie 11 – Rolvoorzieningen	4
Hoofdgroep 0 – Handmatig bewogen rolstoel	4
Hoofdgroep 1 – Elektrisch bewogen rolstoel	7
Hoofdgroep 2 – Duwondersteuning	9
Hoofdgroep 3 – Handmatig bewogen kinderrolstoel	10
Hoofdgroep 4 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	13
Hoofdgroep 5 – Kussens en ortheses	14
Hoofdgroep 9 – Overige rolvoorzieningen	15
Categorie 12 – Vervoersvoorzieningen	16
Hoofdgroep 0 – Scootmobiel	16
Hoofdgroep 1 – Aangepaste fiets	18
Hoofdgroep 2 – Handbike	20
Hoofdgroep 3 – Duofiets/Tandem	21
Hoofdgroep 4 – Transportfiets/Rolstoelfiets	22
Hoofdgroep 5 – Autostoeltje	23
Hoofdgroep 6 – Rijlessen elektrische voorziening	24
Hoofdgroep 9 – Overige vervoersvoorzieningen	25
Categorie 13 – Woonvoorzieningen	26
Hoofdgroep 0 – Transferhulpmiddelen	26
Hoofdgroep 1 – Douche- en toiletvoorzieningen	27

	Algemene vereisten voor hulpmiddelen
1	Passend en adequaat Het hulpmiddel is volledig passend en (goedkoopst)adequaaf in relatie tot de specifieke indicatie van de Inwoner ongeacht van lengte, gewicht en of woonomgeving, buiten dan wel binnenshuis van de Inwoner. Het verfraaien van een hulpmiddel behoort niet tot passend en adequaat. Voor alle voorzieningen geldt de toevoeging: indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.
2	State of the Art De toegepaste technologie (techniek, materialen en ontwerpconcepten) is conform de huidige stand van zaken in vergelijkbare producten in vergelijkbare markten en vergelijkbare toepassingen. Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en zich aan het einde van de levenscyclus bevindt.
3	Bewezen technologie Er wordt alleen gebruik gemaakt van bewezen technologie (techniek, materialen en ontwerpconcepten). De gebruikte technologie is tenminste gedurende meerdere jaren algemeen en succesvol toegepast in vergelijkbare producten in vergelijkbare markten en vergelijkbare toepassingen.
4	Accessoires Accessoires bij Hulpmiddelen dienen geleverd te worden indien: - Deze algemeen gangbaar en/of nuttig voor de Inwoner in het gebruik (bijv. boodschappenmandje, kledingbeschermers en antieksteunen) - De indicatie en/of de specifieke situatie van de Inwoner dit in relatie tot het Hulpmiddel noodzakelijk maakt om zelfredzaam te kunnen zijn en/of te kunnen participeren. Alle eventuele accessoires (materiaal, werkzaamheden en onderhoud) dienen <u>inbegrepen</u> te zijn in de overeengekomen prijzen, ongeacht of, en in welke mate, dit per hulpmiddel noodzakelijk is. Eventueel door de Inwoner gewenste extra accessoires die niet noodzakelijk zijn, behoren <u>niet</u> tot de opdracht.
5	Accu De in te zetten accu's hebben bij levering een capaciteit als nieuwlevering en passend is voor het gebruiksdoel. De kwaliteit van de accu's kent weinig storingen en een zo min mogelijke afname in capaciteit.
6	Standaardisatie

	Standaardisatie houdt in dat het aantal gelijktijdig aanwezige verschillende soorten, fabricaten, ontwerp-, bedienings- en onderhoudsconcepten van onderdelen en types bij de verschillende toegepaste Hulpmiddelen binnen het assortiment geminimaliseerd is .
7	Bedieningsgemak
	Het bedieningsgemak is eenvoudig, begrijpelijk en conform de verwachtingen en de mogelijkheden van de specifieke Inwoner.
8	Beperkingen
	Het hulpmiddel kent weinig beperkingen voor de Inwoner (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik ervan.
9	Complexiteit
	Het concept van het Hulpmiddel is eenvoudig en logisch opgebouwd, vanuit logische, identificeerbare onderdelen en bouwstenen, dat er voor zorgt dat het gebruik en het onderhoud zoveel mogelijk volgens logische stappen kan plaatsvinden.

Indien toekomstige ontwikkelingen aanleiding geven tot aanpassingen, dient daarbij altijd gehoor te worden gegeven aan bovenstaande algemene vereisten

Categorie 11 – Rolvoorzieningen

Hoofdgroep 0 – Handmatig bewogen rolstoel

11X00 – Handmatig bewogen rolstoel

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel /duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen /eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
BTW-tarief ISO9999-Codering	laag 12 22 00

11X01 – Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Kortdurend gebruik. Transportgebruik, waarbij gebruiker veelal geduwd wordt buitenshuis. Moet zich over korte stukken zelfstandig voortbewegen. Zelfstandig uitvoeren van ADL-activiteiten vanuit de voorziening. Voorzien van minimale functionele instel- en verstelbaarheid. Zithouding: Standaard/eenvoudige zitondersteuning. Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten. Meeneembaarheid: Opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Meeneembaarheid belangrijk.
Gebruiksdoel /duur	Tot 4 uur per dag

11X02 – Rolstoel semipermanent gebruik

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten lichter dan 125 kg en voor alle leeftijden toepasbaar. Er is sprake van intensief gebruik met (een hoge mate van) zelfstandige uitvoering van ADL- activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen-/ en buitenshuis. Mogelijk voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid. Mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zit- en verplaatsingsproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Rij-eigenschappen hebben prioriteit. Meeneembaarheid in auto belangrijk, zo nodig verkleinbaar en/of geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. (indien nodig ook zittend rolstoelvervoer)
Gebruiksdoel / duur	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag

	Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden,
--	--

11X03 – Rolstoel actief gebruik, vouwframe

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten lichter dan 125 kg en voor alle leeftijden toepasbaar. De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Mogelijk voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid. Mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zit- en verplaatsingsproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Rij eigenschappen hebben prioriteit. Meeneembaarheid in auto belangrijk, zo nodig verkleinbaar en/of geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. (indien nodig ook zittend rolstoelvervoer)
Gebruiksdoel / duur	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden.

11X04 – Rolstoel actief gebruik, vastframe

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten lichter dan 125 kg en voor alle leeftijden toepasbaar. De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is in beperkte mate verkleinbaar en meeneembaar in een auto.
Gebruiksdoel / duur	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden.

11X05 – Rolstoel actief gebruik, maatwerk

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten en voor alle leeftijden toepasbaar. De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto. Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.
Gebruiksdoel / duur	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden.

11X06 – Rolstoel voor permanent gebruik, kantelbaar

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten en voor alle leeftijden toepasbaar. Cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid. De cliënt wordt voornamelijk geduwd. Kantelbaarheid van de rolstoel is noodzakelijk. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en/of verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties. Gebruik binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis. Meeneembaarheid minder belangrijk maar vervoer moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen.
Gebruiksdoel / duur	Permanent gebruik, passief

Hoofdgroep 1 – Elektrisch bewogen rolstoel

11X10 – Elektrisch bewogen rolstoel

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel /duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen /eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
BTW-tarief	laag
ISO9999-Codering	12 23 06

11X11 – Elektrische rolstoel voor gebruik in huis

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Gebruik buitenshuis en/ of continu gebruik met mogelijk zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Zelfstandige verplaatsingen binnen en/of buiten. Voorzien van complete functionele (elektrische) instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Voorziening is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van gebruiker in combinatie met noodzakelijke individuele vervoersbehoefte. Rolstoel met maximaal 2 elektrische verstellingen. De volgende elektrische instellingen behoren tot deze 2 elektrische verstellingen: Zithoogteverstelling, kantelfunctie, rugleuninginstelling, beensteuninstelling (links en rechts) en beensteuninstelling midden. Zithouding: Zithouding is goed Instelbaar/Verstelbaar en goed aanpasbaar. Omgeving: Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik in en om het huis

11X12 – Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte Rolstoel met maximaal 2 elektrische verstellingen. De volgende elektrische instellingen behoren tot deze 2 elektrische verstellingen: Zithoogteverstelling, kantelfunctie, rugleuninginstelling, beensteuninstelling (links en rechts) en beensteuninstelling midden.
-------------------------------	---

	Zithouding: Zithouding is goed Instelbaar/Verstelbaar en goed aanpasbaar. Omgeving: Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.

11X13 – Elektrische rolstoel, maatwerk

Omschrijving doelgroep	Voor alle lichaamsmaten en voor alle leeftijden toepasbaar. De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis. Zithouding is goed in- / Verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van Fabrieksopties. Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.

Hoofdgroep 2 – Duwondersteuning

11X20 – Duwondersteuning

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel /duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen /eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
BTW-tarief	laag
ISO9999-Codering	12 24 00

11X21 – Duwondersteuning, aankoppelbaar tbv begeleider

Omschrijving doelgroep	Elektrische aandrijfmotor duwondersteuning ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfmotor is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de in categorie 11, hoofdgroep 0 beschreven voorzieningen.
Gebruiksdoel / duur	Ten behoeve van een begeleider, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld. Duwondersteuning is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde aan te koppelen en af te koppelen.

11X22 – Elektrische aandrijving tbv handrolstoel

Omschrijving doelgroep	Elektrische aandrijfmotor ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfmotor is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de handbewogen rolstoel categorieën uit het basis en aanvullend assortiment (incl. montage).
Gebruiksdoel / duur	Ten behoeve van zelfstandige bediening, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld. Wielen en/of accu's zijn eenvoudig (zonder gereedschap) demonteerbaar van rolstoel.

Hoofdgroep 3 – Handmatig bewogen kinderrolstoel

11X30 – Handmatig bewogen kinderrolstoel

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel /duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen /eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
BTW-tarief	laag
ISO9999-Codering	12 00 00

11X31 – Buggy

Omschrijving doelgroep	Lichtgewicht opvouwbare buggy/wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkte kinderen. Voorzien van complete, functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.
Gebruiksdoel / duur	

11X32 – Kinderduwwandelwagen

Omschrijving doelgroep	Lichtgewicht opvouwbare kinderduw wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik buitenshuis.

11X33 – Kinderduwrolstoel

Omschrijving doelgroep	Lichtgewicht opvouwbare kinderduwrolstoel waarbij het kind (nog) niet in staat is om zelf de rolstoel met de armen voort te bewegen
Gebruiksdoel / duur	

11X34 – Kinderrolstoel kortdurend gebruik / lichtgewicht

Omschrijving doelgroep	Lichtgewicht opvouwbare kinderrolstoel waarbij het kind in staat is om zelf de rolstoel met de armen voort te bewegen
Gebruiksdoel / duur	Zitcomfort is matig van belang, stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt. Rolstoel is afhankelijk van de eisen en wensen en behoeften van cliënt verkleinbaar/opvouwbaar en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

11X35 – Kinderrolstoel semipermanent gebruik

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Client is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis
-------------------------------	---

Gebruiksdoel / duur	Zitcomfort is belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt. Rolstoel is afhankelijk van de eisen en wensen en behoeften van cliënt verkleinbaar/opvouwbaar dan wel uit te rusten met een vastframe en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Eisen	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.

11X36 – Kinderrolstoel permanent, passief gebruik

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt
Gebruiksdoel / duur	Stoel is veilig/veilig te bedienen door zowel cliënt als begeleider en past bij de cliënt en zijn mogelijkheden en onmogelijkheden Rolstoel is te verkleinen en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
Eisen	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.

11X37 – Kinderrolstoel actief gebruik, vouwframe

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.
Gebruiksdoel / duur	Actief gebruik Meer dan 4 uur per dag
	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.

11X38 – Kinderrolstoel actief gebruik, maatwerk

Omschrijving doelgroep	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rij eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto. Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.
Gebruiksdoel / duur	Actief gebruik Meer dan 4 uur per dag

	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.
--	--

Hoofdgroep 4 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)

11X40 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel /duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen /eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
BTW-tarief	laag
ISO9999-Codering	12 23 06

11X41 – Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik (Kind)

Omschrijving doelgroep	Clïënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel voort te bewegen. Rolstoel is eenvoudig te bedienen d.m.v. joystick of alternatieve bediening.
Gebruiksdoel / duur	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag. Zithouding is goed Instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt Stoel is veilig/veilig te bedienen door cliënt en past bij zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

11X42 – Elektrische rolstoel, maatwerk (Kind)

Omschrijving doelgroep	Clïënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel voort te bewegen. Rolstoel is eenvoudig te bedienen d.m.v. joystick of alternatieve bediening.
Gebruiksdoel / duur	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag. Zithouding is goed Instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt Stoel is veilig/veilig te bedienen door cliënt en past bij zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Stoel is veilig op een hellingshoek van minimaal 6 graden. Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.

Hoofdgroep 5 – Kussens en ortheses

11X50 – Kussens en ortheses

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel /duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen /eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
BTW-tarief	laag

11X51 – Anti-decubituskussen

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Voorkomen of verminderen van doorzitplekken

11X52 – Complete zitorthese

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	
Eisen / eigenschappen	Op maat gemaakte zitorthese, welke zowel boven- als onderlichaam volledig ondersteunt.

11X53 – Ortheserugleuning

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	
Eisen / eigenschappen	Op maat gemaakte orthese, welke vooral het bovenlichaam volledig ondersteunt.

11X54 – Orthesezitting

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	
Eisen / eigenschappen	Op maat gemaakte orthese, welke vooral het onderlichaam volledig ondersteunt.

Hoofdgroep 9 – Overige rolvoorzieningen

11X99 – Overige rolvoorziening

Omschrijving doelgroep	Wanneer een rolvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 11 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
Gebruiksdoel / duur	Op basis van Programma van Eisen
Eisen / eigenschappen	Op basis van Programma van Eisen
BTW-tarief	Afhankelijk van de geoffreerde voorziening
ISO9999-codering	12 00 00

Categorie 12 – Vervoersvoorzieningen

Hoofdgroep 0 – Scootmobiel

12x00 – Scootmobiel

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	12 23 03

12X01 – Scootmobiel 3 wiel, variatie 1 (maximaal 10 KM per uur)

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

12X02 - Scootmobiel 3 wiel, variatie 2 (maximaal 12 KM per uur)

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen
Gebruiksdoel / duur	Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

12X03 – Scootmobiel 3 wiel, variatie 3 (maximaal 15 KM per uur)

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt enigszins zwaarder dan de ziteigenschappen. De stoel biedt een goed comfort voor de langere afstanden.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik buiten in ruime omgeving rond de woning.

12X04 - Scootmobiel 3 wiel, variatie 2, extra geveerd

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

12X05 - Scootmobiel 3 wiel, variatie 3, extra geveerd

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten. Toepasbaar voor elk lichaamsgewicht.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik in een zeer ruime omgeving rond de woning.

12X06 - Scootmobiel meeneembaar/opvouwbaar

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in enigszins beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen soms afhankelijk van een scootmobiel.
Gebruiksdoel / duur	Incidenteel gebruik, waarbij meeneembaarheid in een personenauto en opvouwbaar- of inklapbaarheid zwaarder wegen dan comfort

12X07 – Scootmobiel 4 wiel, variatie 2

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel.
Gebruiksdoel / duur	Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Client heeft een grotere behoefte aan stabiliteit Manoeuvrbaarheid en draaicirkel zijn van minder groot belang. Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

12X08 - Scootmobiel 4 wiel, variatie 3

Omschrijving doelgroep	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt enigszins zwaarder dan de ziteigenschappen. De stoel biedt een goed comfort voor de langere afstanden.
Gebruiksdoel / duur	Client heeft een grotere behoefte aan stabiliteit. Manoeuvrbaarheid en draaicirkel zijn van minder groot belang. Gebruik buiten in ruime omgeving rond de woning.

Hoofdgroep 1 – Aangepaste fiets

12X10 - Aangepaste fiets

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	12 18 00

12X11 - Tweewiel fiets, lage instap

Omschrijving doelgroep	Client kan zelfstandig fietsen, heeft geen problemen met evenwicht, kan been/voet niet te hoog optillen, waardoor een laag frame noodzakelijk is
Gebruiksdoel / duur	

12X12 - Tweewiel fiets, met trapondersteuning

Omschrijving doelgroep	Client kan met ondersteuning zelfstandig fietsen, heeft geen problemen met evenwicht.
Gebruiksdoel / duur	

12X13 - Driewiel fiets, zelfrijder

Omschrijving doelgroep	De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd. Voortbewegen met spierkracht gebruiker. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk.
Gebruiksdoel / duur	

12X14 - driewiel fiets, met trapondersteuning

Omschrijving doelgroep	Client kan met ondersteuning zelfstandig fietsen, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd. Een driewiel fiets met elektrische trapondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een driewiel fiets zonder elektrische trapondersteuning niet voldoet in de vervoersbehoefte. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele
Gebruiksdoel / duur	

12X15 – Driewielligfiets

Omschrijving doelgroep	De cliënt rijdt zelf, heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielfiets of tweewielligfiets waarbij zit/lig houding van de driewielligfiets beter aansluit bij de beperkingen van de cliënt dan een driewielfiets voor volwassenen bijvoorbeeld door specifieke fixatiebehoeften voor de rug of beperkingen aan hart en longen. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
Gebruiksdoel / duur	

12X16 - Driewielligfiets, met trapondersteuning

Omschrijving doelgroep	De cliënt rijdt zelf of rijdt zelf middels trapondersteuning, heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielfiets of tweewielligfiets waarbij zit/lig houding van de driewielligfiets beter aansluit bij de beperkingen van de cliënt dan een driewielfiets voor volwassenen bijvoorbeeld door specifieke fixatiebehoeften voor de rug of beperkingen aan hart en longen. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
Gebruiksdoel / duur	

Hoofdgroep 2 – Handbike

12X20 – Handbike

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	12 24 00

12X21 - Handbike, aankoppeldeel.

Omschrijving doelgroep	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen. De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
Gebruiksdoel / duur	

12X22 - Handbike, aankoppeldeel, elektrisch ondersteund

Omschrijving doelgroep	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen. De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
Gebruiksdoel / duur	

12X23 - Handbike, aankoppeldeel, volledig elektrisch

Omschrijving doelgroep	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbare deel is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen. De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
Gebruiksdoel / duur	

Hoofdgroep 3 – Duofiets/Tandem

12X30 - Duofiets/tandem

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
BTW	
ISO9999-codering	12 18 15

12X31 - Duofiets Volwassenen (naast elkaar)

Omschrijving doelgroep	Fiets voor het gebruik door twee personen naast elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen.
Gebruiksdoel / duur	

12X32 – Duofiets volwassene en kind (naast elkaar)

Omschrijving doelgroep	Fiets voor het gebruik door twee personen naast elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor een kind naast een volwassene.
Gebruiksdoel / duur	

12X33 – Tandem Volwassenen (achter elkaar)

Omschrijving doelgroep	Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen.
Gebruiksdoel / duur	

12X34 - Tandem volwassene en kind (achter elkaar)

Omschrijving doelgroep	Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind.
Gebruiksdoel / duur	

Hoofdgroep 4 – Transportfiets/Rolstoelfiets

12X40 - Transportfiets / Rolstoelfiets

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	

12X41 – Transportfiets/rolstoelfiets zelfrijder

Omschrijving doelgroep	Speciale fietsen waarbij de gebruiker volledig afhankelijk is van een begeleider. Het voortbewegen vindt plaats op spierkracht van een begeleider. Het betreft de verplaatsingsbehoefte in woon en leefomgeving.
Gebruiksdoel / duur	Buiten voornamelijk op openbare weg

12x42 – Transportfiets/rolstoelfiets met trapondersteuning

Omschrijving doelgroep	Speciale fietsen waarbij de gebruiker volledig afhankelijk is van een begeleider. Het voortbewegen vindt plaats op spierkracht van een begeleider. Het betreft de verplaatsingsbehoefte in woon en leefomgeving.
Gebruiksdoel / duur	Buiten voornamelijk op openbare weg

Hoofdgroep 5 – Autostoeltje

12x50 – Autostoeltje

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	12 12 12

12x51 - Aangepast autozitje

Omschrijving doelgroep	Meestal complexe zitproblematiek, waarbij reguliere voorzieningen niet adequaat zijn. Over het algemeen is de gebruiker afhankelijk van een begeleider bij het plaatsnemen. Geschikt voor kinderen tot 50 kg.
Gebruiksdoel / duur	
Eisen / eigenschappen	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheden tot aanpassingen behorend bij de complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires en maatwerk.

Hoofdgroep 6 – Rijlessen elektrische voorziening

12x60 – Rijlessen

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	

12x61 - Afleverrijles / gebruiksinstructie

Omschrijving doelgroep	Client heeft voor de eerste keer een voorziening of gaat gebruik maken van een ander merk/type en heeft instructie nodig over de bediening en veiligheidsinstructies van de voorziening.
Gebruiksdoel / duur	

12x62 - Gewenningslessen (na levering)

Omschrijving doelgroep	Client heeft een voorziening geleverd gekregen en bij de passing en/of de aflevering is gebleken dat client niet geheel zeker of vaardig genoeg is om de voorziening veilig te gebruiken.
Gebruiksdoel / duur	Te gebruiken in situaties waarin bij de afleverrijles is gebleken dat de gebruiker niet voldoende rijvaardig is.

12x63 - Beoordeling rijvaardigheid (voor levering)

Omschrijving doelgroep	Client komt wellicht in aanmerking voor een voorziening, maar uit het onderzoek of passing is naar voren gekomen dat client mogelijk niet rijvaardig of verkeersveilig is. Voorafgaand aan de levering wordt de rijvaardigheid getoetst.
Gebruiksdoel / duur	Er is (nog) geen sprake van een levering, de rijles is een onderdeel van het onderzoek en succesvolle afronding is een voorwaarde voor levering.

12x64 - Evaluatierijles (na proefplaatsing of onderbreking)

Omschrijving doelgroep	Client heeft vanuit proefplaatsing of eerdere verstrekking al een voorziening in gebruik. Om de proefplaatsing te evalueren of om de rijvaardigheid te bepalen na onderbreking (bijvoorbeeld na operatie) wordt deze rijles ingezet.
Gebruiksdoel / duur	

Hoofdgroep 9 – Overige vervoersvoorzieningen

12x99 - Overige vervoervoorziening

Omschrijving doelgroep	Wanneer een vervoersvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 12 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
Gebruiksdoel / duur	Op basis van Programma van Eisen
Eisen / eigenschappen	Op basis van Programma van Eisen

Categorie 13 – Woonvoorzieningen

Hoofdgroep 0 – Transferhulpmiddelen

13X00 – Transferhulpmiddelen

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Gebruiksdoel / duur	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	

13X01 - Tillift actief

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Transfer in liggende, half zittende houding of ondersteund staande houding. De cliënt wordt in mindere of meerdere mate gestimuleerd actief deel te nemen aan de transfer. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.
Eisen / eigenschappen	Type tilbanden en tilmatten en aantal is afhankelijk van de specifieke problematiek van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilbanden/tilmatten.

13X02 - Tillift passief

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Transfer in liggende, half zittende houding of ondersteund staande houding. Cliënt met afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft geen of een beperkte sta functie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.
Eisen / eigenschappen	Type tilbanden en tilmatten en aantal is afhankelijk van de specifieke problematiek van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilbanden/tilmatten.

13X03 - Actief transferhulpmiddel

Omschrijving doelgroep	Deze hulpmiddelen worden verstrekt als iemand door een lichamelijke beperking niet (meer) zelfstandig kan opstaan, gaan zitten, of zich kan verplaatsen binnen de woning, en er geen andere passende of algemeen gebruikelijke oplossing is.
-------------------------------	--

Gebruiksdoel / duur	Dit hulpmiddel wordt ingezet om mensen te ondersteunen bij het verplaatsen binnen de woning of bij het overgaan van de ene naar de andere positie.
----------------------------	---

Hoofdgroep 1 – Douche- en toiletvoorzieningen

13X10 - Douche- en toiletvoorzieningen

Omschrijving doelgroep	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Eisen / eigenschappen	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
Leverbaar met tenminste de volgende opties	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
ISO9999-codering	

13X11 - Douche-/toiletstoel zonder wielen

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet.

13X12 - Douche-/toiletstoel zwenkwielen

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen en/of gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of geheel ADL- zelfstandig. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker veelal noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Model eenvoudig: Verrijdbaar. Indien noodzakelijk geleverd of instelbaar/aanpasbaar. Dit betreft een eenmalige instelling (Denk aan wigzit, afwijkende rughoek, zithoogte). Niet in hoogte verstelbaar en niet kantelbaar

13X13 - Douche-/toiletstoel verstelbaar en/of kantelbaar

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt beperkte ADL zelfstandigheid heeft en altijd ondersteuning nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet. Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker veelal noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instelbaarheid en

	mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk.
--	--

13X14 - Douche-/toiletstoel zelfrijder

Omschrijving doelgroep	Client is in staat om zelfstandig de douche-/toiletstoel voort te bewegen.
Gebruiksdoel / duur	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet.

13X15 – Toiletstoel

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het gebruik van het toilet, of situaties waarin het toilet niet binnen de daartoe noodzakelijke tijd te bereiken is.

13X16 – Badlift

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	Gebruik: dagelijks Zithouding; de hoogte en lengte is instelbaar Plaatsen: stabiel in bad te plaatsen Omgeving: binnenshuis

13X17 - Douchewagen/douchebrancard

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	

13X18 – Badplank

Omschrijving doelgroep	
Gebruiksdoel / duur	

13X99 - Overige woonvoorziening

Omschrijving doelgroep	Wanneer een woonvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 12 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
Gebruiksdoel / duur	Op basis van Programma van Eisen
Eisen / eigenschappen	Op basis van Programma van Eisen