

# Uitwerking Standaard productcodelijst

*Wmo productcodelijst voor categorieën 11, 12 en 13 binnen het berichtenverkeer*

## Inhoudsopgave

Categorie 11 – Rolvoorzieningen .....	4
Hoofdgroep 0 – Handmatig bewogen rolstoel .....	4
Hoofdgroep 1 – Elektrisch bewogen rolstoel .....	7
Hoofdgroep 2 – Duwondersteuning .....	9
Hoofdgroep 3 – Handmatig bewogen kinderrolstoel .....	10
Hoofdgroep 4 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind).....	13
Hoofdgroep 5 – Kussens en ortheses.....	14
Hoofdgroep 9 – Overige rolvoorzieningen.....	15
Categorie 12 – Vervoersvoorzieningen.....	16
Hoofdgroep 0 – Scootmobiel.....	16
Hoofdgroep 1 – Aangepaste fiets.....	18
Hoofdgroep 2 – Handbike .....	20
Hoofdgroep 3 – Duofiets/Tandem.....	21
Hoofdgroep 4 – Transportfiets/Rolstoelfiets.....	22
Hoofdgroep 5 – Autostoeltje.....	23
Hoofdgroep 6 – Rijlessen elektrische voorziening.....	24
Hoofdgroep 9 – Overige vervoersvoorzieningen.....	25
Categorie 13 – Woonvoorzieningen .....	26
Hoofdgroep 0 – Transferhulpmiddelen .....	26
Hoofdgroep 1 – Douche- en toiletvoorzieningen.....	27

Algemene vereisten voor hulpmiddelen	
1	<p><b>Passend en adequaat</b></p> <p>Het hulpmiddel is volledig passend en (goedkoopst)adequaaf in relatie tot de specifieke indicatie van de Inwoner ongeacht van lengte, gewicht en of woonomgeving, buiten dan wel binnenshuis van de Inwoner. Het verfraaien van een hulpmiddel behoort niet tot passend en adequaat.</p> <p>Voor alle voorzieningen geldt de toevoeging: indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.</p>
2	<p><b>State of the Art</b></p> <p>De toegepaste technologie (techniek, materialen en ontwerpconcepten) is conform de huidige stand van zaken in vergelijkbare producten in vergelijkbare markten en vergelijkbare toepassingen. Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en zich aan het einde van de levenscyclus bevindt.</p>
3	<p><b>Bewezen technologie</b></p> <p>Er wordt alleen gebruik gemaakt van bewezen technologie (techniek, materialen en ontwerpconcepten). De gebruikte technologie is tenminste gedurende meerdere jaren algemeen en succesvol toegepast in vergelijkbare producten in vergelijkbare markten en vergelijkbare toepassingen.</p>
4	<p><b>Accessoires</b></p> <p>Accessoires bij Hulpmiddelen dienen geleverd te worden indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze algemeen gangbaar en/of nuttig voor de Inwoner in het gebruik (bijv. boodschappenmandje, kledingbeschermer en antiekpsteunen)</li> <li>- De indicatie en/of de specifieke situatie van de Inwoner dit in relatie tot het Hulpmiddel noodzakelijk maakt om zelfredzaam te kunnen zijn en/of te kunnen participeren.</li> </ul> <p>Alle eventuele accessoires (materiaal, werkzaamheden en onderhoud) dienen <u>inbegrepen</u> te zijn in de overeengekomen prijzen, ongeacht of, en in welke mate, dit per hulpmiddel noodzakelijk is.</p> <p>Eventueel door de Inwoner gewenste extra accessoires die niet noodzakelijk zijn, behoren <u>niet</u> tot de opdracht.</p>
5	<p><b>Accu</b></p> <p>De in te zetten accu's hebben bij levering een capaciteit als nieuwlevering en passend is voor het gebruiksdoel. De kwaliteit van de accu's kent weinig storingen en een zo min mogelijke afname in capaciteit.</p>

6	<b>Standaardisatie</b>
	Standaardisatie houdt in dat het aantal gelijktijdig aanwezige verschillende soorten, fabricaten, ontwerp-, bedienings- en onderhoudsconcepten van onderdelen en types bij de verschillende toegepaste Hulpmiddelen binnen het assortiment geminimaliseerd is .
7	<b>Bedieningsgemak</b>
	Het bedieningsgemak is eenvoudig, begrijpelijk en conform de verwachtingen en de mogelijkheden van de specifieke Inwoner.
8	<b>Beperkingen</b>
	Het hulpmiddel kent weinig beperkingen voor de Inwoner (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik ervan.
9	<b>Complexiteit</b>
	Het concept van het Hulpmiddel is eenvoudig en logisch opgebouwd, vanuit logische, identificeerbare onderdelen en bouwstenen, dat er voor zorgt dat het gebruik en het onderhoud zoveel mogelijk volgens logische stappen kan plaatsvinden.

**Indien toekomstige ontwikkelingen aanleiding geven tot aanpassingen, dient daarbij altijd gehoor te worden gegeven aan bovenstaande algemene vereisten**

## Categorie 11 – Rolvoorzieningen

### Hoofdgroep 0 – Handmatig bewogen rolstoel

#### 11X00 – Handmatig bewogen rolstoel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief ISO9999-Codering</b>	laag 12 22 00

#### 11X01 – Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Kortdurend gebruik. Transportgebruik, waarbij gebruiker veelal geduwd wordt buitenshuis. Moet zich over korte stukken zelfstandig voortbewegen. Zelfstandig uitvoeren van ADL-activiteiten vanuit de voorziening. Voorzien van minimale functionele instel- en verstelbaarheid. Zithouding: Standaard/eenvoudige zitondersteuning. Omgeving: Gebruik binnen en/of buiten. Meeneembaarheid: Opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Meeneembaarheid belangrijk.
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Tot 4 uur per dag

#### 11X02 – Rolstoel semipermanent gebruik

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Voor alle lichaamsmaten lichter dan 125 kg en voor alle leeftijden toepasbaar. Er is sprake van intensief gebruik met (een hoge mate van) zelfstandige uitvoering van ADL- activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen-/ en buitenshuis. Mogelijk voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid. Mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zit- en verplaatsingsproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Rij-eigenschappen hebben prioriteit. Meeneembaarheid in auto belangrijk, zo nodig verkleinbaar en/of geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. (indien nodig ook zittend rolstoelvervoer)
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag

	Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden,
--	--

### 11X03 – Rolstoel actief gebruik, vouwframe

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Voor alle lichaamsmaten lichter dan 125 kg en voor alle leeftijden toepasbaar. De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Mogelijk voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid. Mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zit- en verplaatsingsproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Rijeigenschappen hebben prioriteit. Meeneembaarheid in auto belangrijk, zo nodig verkleinbaar en/of geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. (indien nodig ook zittend rolstoelvervoer)
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden.

### 11X04 – Rolstoel actief gebruik, vastframe

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Voor alle lichaamsmaten lichter dan 125 kg en voor alle leeftijden toepasbaar. De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rijeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is in beperkte mate verkleinbaar en meeneembaar in een auto.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden.

### 11X05 – Rolstoel actief gebruik, maatwerk

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Voor alle lichaamsmaten en voor alle leeftijden toepasbaar. De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rijeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto. Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Actief permanent gebruik Meer dan 4 uur per dag Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, eventueel in combinatie met duwen door derden.

## 11X06 – Rolstoel voor permanent gebruik, kantelbaar

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Voor alle lichaamsmaten en voor alle leeftijden toepasbaar. Cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid. De cliënt wordt voornamelijk geduwd. Kantelbaarheid van de rolstoel is noodzakelijk. Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en/of verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties. Gebruik binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis. Meeneembaarheid minder belangrijk maar vervoer moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Permanent gebruik, passief

## Hoofdgroep 1 – Elektrisch bewogen rolstoel

### 11X10 – Elektrisch bewogen rolstoel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 23 06

### 11X11 – Elektrische rolstoel voor gebruik in en om het huis.

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Beperkte mobiliteit. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. Gebruik buitenshuis en/ of continu gebruik met mogelijk zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. Zelfstandige verplaatsingen binnen en/of buiten. Voorzien van complete functionele (elektrische) instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Voorziening is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte. Mogelijkheid tot afstelling snelheid rekening houdend met fysieke en medische eigenschappen van gebruiker in combinatie met noodzakelijke individuele vervoersbehoefte.</p> <p><b>Rolstoel met elektrische verstelling(en).</b> De volgende elektrische instellingen <b>kunnen</b> behoren tot deze elektrische verstellingen: Zithoogteverstelling, kantelfunctie, rugleuninginstelling, beensteuninstelling (links en rechts) en beensteuninstelling midden. Zithouding: Zithouding is goed Instelbaar/Verstelbaar en goed aanpasbaar.</p> <p>Omgeving: Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in en om het huis

### 11X12 – Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis. Compactheid en draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte</p> <p><b>Rolstoel met elektrische verstelling(en).</b> De volgende elektrische instellingen <b>kunnen</b> behoren tot deze verstellingen: Zithoogteverstelling, kantelfunctie, rugleuninginstelling, beensteuninstelling (links en rechts) en beensteuninstelling midden.</p>
-------------------------------	---

	<p>Zithouding: Zithouding is goed Instelbaar/Verstelbaar en goed aanpasbaar.</p> <p>Omgeving: Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.</p> <p>Meeneembaarheid: Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.

### 11X13 – Elektrische rolstoel, maatwerk

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>Voor alle lichaamsmaten en voor alle leeftijden toepasbaar.</p> <p>De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis.</p> <p>Zithouding is goed in- / Verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van Fabrieksopties.</p> <p>Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p> <p>Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.

## Hoofdgroep 2 – Duwondersteuning

### 11X20 – Duwondersteuning

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 24 00

### 11X21 – Duwondersteuning, aankoppelbaar tbv begeleider

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Elektrische aandrijfunit duwondersteuning ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de in categorie 11, hoofdgroep 0 beschreven voorzieningen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Ten behoeve van een begeleider, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld. Duwondersteuning is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde aan te koppelen en af te koppelen.

### 11X22 – Elektrische aandrijving tbv handrolstoel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Elektrische aandrijfunit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfunit is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de handbewogen rolstoel categorieën uit het basis en aanvullend assortiment (incl. montage).
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Ten behoeve van zelfstandige bediening, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld. Wielen en/of accu's zijn eenvoudig (zonder gereedschap) demonteerbaar van rolstoel.

## Hoofdgroep 3 – Handmatig bewogen kinderrolstoel

### 11X30 – Handmatig bewogen kinderrolstoel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 00 00

### 11X31 – Buggy

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbaar buggy/wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkte kinderen. Voorzien van complete, functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 11X32 – Kinderduwwandelwagen

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbaar kinderduw wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik buitenshuis.

### 11X33 – Kinderduwrolstoel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbaar kinderduwrolstoel waarbij het kind (nog) niet in staat is om zelf de rolstoel met de armen voort te bewegen
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 11X34 – Kinderrolstoel kortdurend gebruik / lichtgewicht

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbaar kinderrolstoel waarbij het kind in staat is om zelf de rolstoel met de armen voort te bewegen
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Zitcomfort is matig van belang, stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt. Rolstoel is afhankelijk van de eisen en wensen en behoeften van cliënt verkleinbaar/opvouwbaar en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

### 11X35 – Kinderrolstoel semipermanent gebruik

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Client is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis
-------------------------------	---

<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Zitcomfort is belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt. Rolstoel is afhankelijk van de eisen en wensen en behoeften van cliënt verkleinbaar/opvouwbaar dan wel uit te rusten met een vastframe en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
<b>Eisen</b>	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.

### 11X36 – Kinderrolstoel permanent, passief gebruik

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Stoel is veilig/veilig te bedienen door zowel cliënt als begeleider en past bij de cliënt en zijn mogelijkheden en onmogelijkheden Rolstoel is te verkleinen en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
<b>Eisen</b>	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.

### 11X37 – Kinderrolstoel actief gebruik, vouwframe

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rij-eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Actief gebruik Meer dan 4 uur per dag
	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.

### 11X38 – Kinderrolstoel actief gebruik, maatwerk

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit. Rij-eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar. Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto. Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Actief gebruik Meer dan 4 uur per dag

	Voor kinderrolstoelen wordt extra aandacht besteed aan het personaliseren van het hulpmiddel. Opdrachtnemer biedt zonder meerprijs, minimaal een spaakbeschermer met opdruk aan te kiezen uit een gevarieerd aanbod.
--	--

## Hoofdgroep 4 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)

### 11X40 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 23 06

### 11X41 – Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik (Kind)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Cliënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel voort te bewegen. Rolstoel is eenvoudig te bedienen d.m.v. joystick of alternatieve bediening.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag. Zithouding is goed Instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt Stoel is veilig/veilig te bedienen door cliënt en past bij zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

### 11X42 – Elektrische rolstoel, maatwerk (Kind)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Cliënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel voort te bewegen. Rolstoel is eenvoudig te bedienen d.m.v. joystick of alternatieve bediening.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag. Zithouding is goed Instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt Stoel is veilig/veilig te bedienen door cliënt en past bij zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Stoel is veilig op een hellingshoek van minimaal 6 graden. Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis. Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.

## Hoofdgroep 5 – Kussens en ortheses

### 11X50 – Kussens en ortheses

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag

### 11X51 – Anti-decubituskussen

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Voorkomen of verminderen van doorzitplekken

### 11X52 – Complete zitorthese

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op maat gemaakte zitorthese, welke zowel boven- als onderlichaam volledig ondersteunt.

### 11X53 – Ortheserugleuning

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op maat gemaakte orthese, welke vooral het bovenlichaam volledig ondersteunt.

### 11X54 – Orthesezitting

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op maat gemaakte orthese, welke vooral het onderlichaam volledig ondersteunt.

## Hoofdgroep 9 – Overige rolvoorzieningen

### 11X99 – Overige rolvoorziening

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Wanneer een rolvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 11 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Op basis van Programma van Eisen
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op basis van Programma van Eisen
<b>BTW-tarief</b>	Afhankelijk van de geoffreerde voorziening
<b>ISO9999-codering</b>	12 00 00

## Categorie 12 – Vervoersvoorzieningen

### Hoofdgroep 0 – Scootmobiel

#### 12x00 – Scootmobiel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 03

#### 12X01 – Scootmobiel 3 wiel, variatie 1 (maximaal 10 KM per uur)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulante en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

#### 12X02 - Scootmobiel 3 wiel, variatie 2 (maximaal 12 KM per uur)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulante en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

#### 12X03 – Scootmobiel 3 wiel, variatie 3 (maximaal 15 KM per uur)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulante en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt enigszins zwaarder dan de ziteigenschappen. De stoel biedt een goed comfort voor de langere afstanden.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik buiten in ruime omgeving rond de woning.

#### 12X04 - Scootmobiel 3 wiel, variatie 2, extra geveerd

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulante en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

### 12X05 - Scootmobiel 3 wiel, variatie 3, extra geveerd

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten. Toepasbaar voor elk lichaamsgewicht.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in een zeer ruime omgeving rond de woning.

### 12X06 - Scootmobiel meeneembaar/opvouwbaar

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in enigszins beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen soms afhankelijk van een scootmobiel.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Incidenteel gebruik, waarbij meeneembaarheid in een personenauto en opvouwbaar- of inklapbaarheid zwaarder wegen dan comfort

### 12X07 – Scootmobiel 4 wiel, variatie 2

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Client heeft een grotere behoefte aan stabiliteit Manoeuvrbaarheid en draaicirkel zijn van minder groot belang. Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.

### 12X08 - Scootmobiel 4 wiel, variatie 3

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel. Mobiliteit weegt enigszins zwaarder dan de ziteigenschappen. De stoel biedt een goed comfort voor de langere afstanden.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Client heeft een grotere behoefte aan stabiliteit. Manoeuvrbaarheid en draaicirkel zijn van minder groot belang. Gebruik buiten in ruime omgeving rond de woning.

## Hoofdgroep 1 – Aangepaste fiets

### 12X10 - Aangepaste fiets

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 00

### 12X11 - Tweewiel fiets, lage instap

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client kan zelfstandig fietsen, heeft geen problemen met evenwicht, kan been/voet niet te hoog optillen, waardoor een laag frame noodzakelijk is
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X12 - Tweewiel fiets, met trapondersteuning

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client kan met ondersteuning zelfstandig fietsen, heeft geen problemen met evenwicht.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X13 - Driewiel fiets, zelfrijder

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd. Voortbewegen met spierkracht gebruiker. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden door aanpassingen met accessoires en/of maatwerk.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X14 - driewiel fiets, met trapondersteuning

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client kan met ondersteuning zelfstandig fietsen, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd. Een driewiel fiets met elektrische trapondersteuning is van toepassing voor cliënten waarbij een driewiel fiets zonder elektrische trapondersteuning niet voldoet in de vervoersbehoefte. De vervoersbehoefte is in de directe omgeving en regio. Voorzien van functionele instel- en verstelbaarheid. Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

## 12X15 – Driewielligfiets

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt rijdt zelf, heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielers of tweewielligfiets waarbij zit/lig houding van de driewielligfiets beter aansluit bij de beperkingen van de cliënt dan een driewielers voor volwassenen bijvoorbeeld door specifieke fixatiebehoeften voor de rug of beperkingen aan hart en longen. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

## 12X16 - Driewielligfiets, met trapondersteuning

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt rijdt zelf of rijdt zelf middels trapondersteuning, heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielers of tweewielligfiets waarbij zit/lig houding van de driewielligfiets beter aansluit bij de beperkingen van de cliënt dan een driewielers voor volwassenen bijvoorbeeld door specifieke fixatiebehoeften voor de rug of beperkingen aan hart en longen. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

## Hoofdgroep 2 – Handbike

### 12X20 – Handbike

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	12 24 00

### 12X21 - Handbike, aankoppeldeel.

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen. De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X22 - Handbike, aankoppeldeel, elektrisch ondersteund

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen. De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X23 - Handbike, aankoppeldeel, volledig elektrisch

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbare deel is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen. De handbike is eenvoudig (zonder gereedschap) door gebruiker aan te koppelen en af te koppelen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

## Hoofdgroep 3 – Duofiets/Tandem

### 12X30 - Duofiets/tandem

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 15

### 12X31 - Duofiets Volwassenen (naast elkaar)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Fiets voor het gebruik door twee personen naast elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen. <b>Indien nodig voorzien van elektrische ondersteuning.</b>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X32 – Duofiets volwassene en kind (naast elkaar)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Fiets voor het gebruik door twee personen naast elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor een kind naast een volwassene. <b>Indien nodig voorzien van elektrische ondersteuning.</b>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X33 – Tandem Volwassenen (achter elkaar)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen. <b>Indien nodig voorzien van elektrische ondersteuning.</b>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12X34 - Tandem volwassene en kind (achter elkaar)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind. <b>Indien nodig voorzien van elektrische ondersteuning.</b>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

## Hoofdgroep 4 – Transportfiets/Rolstoelfiets

### 12X40 - Transportfiets / Rolstoelfiets

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	

### 12X41 – Transportfiets/rolstoelfiets zelfrijder

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Speciale fietsen waarbij de gebruiker volledig afhankelijk is van een begeleider. Het voortbewegen vindt plaats op spierkracht van een begeleider. Het betreft de verplaatsingsbehoefte in woon en leefomgeving.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Buiten voornamelijk op openbare weg

### 12x42 – Transportfiets/rolstoelfiets met trapondersteuning

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Speciale fietsen waarbij de gebruiker volledig afhankelijk is van een begeleider. Het voortbewegen vindt plaats op spierkracht van een begeleider. Het betreft de verplaatsingsbehoefte in woon en leefomgeving.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Buiten voornamelijk op openbare weg

## Hoofdgroep 5 – Autostoeltje

### 12x50 – Autostoeltje

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	12 12 12

### 12x51 - Aangepast autozitje

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Meestal complexe zitproblematiek, waarbij reguliere voorzieningen niet adequaat zijn. Over het algemeen is de gebruiker afhankelijk van een begeleider bij het plaatsnemen. Geschikt voor kinderen tot 50 kg.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheden tot aanpassingen behorend bij de complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires en maatwerk.

## Hoofdgroep 6 – Rijlessen elektrische voorziening

### 12x60 – Rijlessen

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	

### 12x61 - Afleverrijles / gebruiksinstructie

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client heeft voor de eerste keer een voorziening of gaat gebruik maken van een ander merk/type en heeft instructie nodig over de bediening en veiligheidsinstructies van de voorziening.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 12x62 - Gewenningslessen (na levering)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client heeft een voorziening geleverd gekregen en bij de passing en/of de aflevering is gebleken dat client niet geheel zeker of vaardig genoeg is om de voorziening veilig te gebruiken.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Te gebruiken in situaties waarin bij de afleverrijles is gebleken dat de gebruiker niet voldoende rijvaardig is.

### 12x63 - Beoordeling rijvaardigheid (voor levering)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client komt wellicht in aanmerking voor een voorziening, maar uit het onderzoek of passing is naar voren gekomen dat client mogelijk niet rijvaardig of verkeersveilig is. Voorafgaand aan de levering wordt de rijvaardigheid getoetst.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Er is (nog) geen sprake van een levering, de rijles is een onderdeel van het onderzoek en succesvolle afronding is een voorwaarde voor levering.

### 12x64 - Evaluatierijles (na proefplaatsing of onderbreking)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client heeft vanuit proefplaatsing of eerdere verstrekking al een voorziening in gebruik. Om de proefplaatsing te evalueren of om de rijvaardigheid te bepalen na onderbreking (bijvoorbeeld na operatie) wordt deze rijles ingezet.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

## Hoofdgroep 9 – Overige vervoersvoorzieningen

### 12x99 - Overige vervoervoorziening

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Wanneer een vervoersvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 12 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Op basis van Programma van Eisen
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op basis van Programma van Eisen

## Categorie 13 – Woonvoorzieningen

### Hoofdgroep 0 – Transferhulpmiddelen

#### 13X00 – Transferhulpmiddelen

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	

#### 13X01 - Tillift actief

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Transfer in liggende, half zittende houding of ondersteund staande houding. De cliënt wordt in mindere of meerdere mate gestimuleerd actief deel te nemen aan de transfer. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft een beperkte stafunctie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Type tilbanden en tilmatten en aantal is afhankelijk van de specifieke problematiek van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilbanden/tilmatten.

#### 13X02 - Tillift passief

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Transfer in liggende, half zittende houding of ondersteund staande houding. Cliënt met afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Gebruiker met zelfstandig transfer probleem, heeft geen of een beperkte sta functie en is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Type tilbanden en tilmatten en aantal is afhankelijk van de specifieke problematiek van cliënt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van minimaal 2 tilbanden/tilmatten.

#### 13X03 - Actief transferhulpmiddel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Deze hulpmiddelen worden verstrekt als iemand door een lichamelijke beperking niet (meer) zelfstandig kan opstaan, gaan zitten, of zich kan verplaatsen binnen de woning, en er geen andere passende of algemeen gebruikelijke oplossing is.
-------------------------------	--

<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Dit hulpmiddel wordt ingezet om mensen te ondersteunen bij het <b>verplaatsen binnen de woning of bij het overgaan van de ene naar de andere positie.</b>
----------------------------	---

## Hoofdgroep 1 – Douche- en toiletvoorzieningen

### 13X10 - Douche- en toiletvoorzieningen

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	

### 13X11 - Douche-/toiletstoel zonder wielen

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet.

### 13X12 - Douche-/toiletstoel zwenkwielen

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen en/of gebruik van het toilet. Cliënt is gedeeltelijk of geheel ADL- zelfstandig. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker veelal noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Model eenvoudig: Verrijdbaar. Indien noodzakelijk geleverd of instelbaar/aanpasbaar. Dit betreft een eenmalige instelling (Denk aan wigzit, afwijkende rughoek, zithoogte). Niet in hoogte verstelbaar en niet kantelbaar

### 13X13 - Douche-/toiletstoel verstelbaar en/of kantelbaar

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Voor alle lichaamsmaten en leeftijden toepasbaar. Gebruik in situaties waarin cliënt beperkte ADL zelfstandigheid heeft en altijd ondersteuning nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet. Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker veelal noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele instelbaarheid en

	mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk.
--	--

### 13X14 - Douche-/toiletstoel zelfrijder

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client is in staat om zelfstandig de douche-/toiletstoel voort te bewegen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet.

### 13X15 – Toiletstoel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Een toiletstoel is een verrijdbare of vaste stoel met een ingebouwde toiletemmer, bedoeld voor cliënten die niet zelfstandig of veilig gebruik kunnen maken van een regulier toilet.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het gebruik van het toilet, of situaties waarin het toilet niet binnen de daartoe noodzakelijke tijd te bereiken is.

### 13X16 – Badlift

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik: dagelijks Zithouding: de hoogte en lengte is instelbaar Plaatsen: stabiel in bad te plaatsen Omgeving: binnenshuis

### 13X17 - Douchewagen/douchebrancard

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Een douchewagen of douchebrancard is een hulpmiddel dat wordt ingezet voor personen die niet zelfstandig kunnen douchen en waarbij tillen of verplaatsen naar een douchevoorziening fysiek niet haalbaar is. Het hulpmiddel maakt het mogelijk om iemand liggend te wassen op een veilige, comfortabele en hygiënische manier.  Douchewagen is verrijdbaar en vaak voorzien van kantelmechanisme, afvoersysteem en verstelbaar in hoogte.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

### 13X18 – Badplank

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

## 13X99 - Overige woonvoorziening

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Wanneer een woonvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 12 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Op basis van Programma van Eisen
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op basis van Programma van Eisen