

Nota van inlichtingen 2

LUMC

Beademingsapparaten PICU

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure

Tweede nota van inlichtingen

8 april 2024

Inleiding

Algemeen

Deze Nota van inlichtingen bevat onze antwoorden en reacties op vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden. Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven het Beschrijvend document en de daarbij behorende Bijlagen.

Aanvullingen

Met deze Nota van inlichtingen hebben we de volgende documenten gewijzigd en bijgevoegd als Herziene documentatie:

- Bijlage 10 Programma van Eisen.

Vragen/opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden/reacties van LUMC

Nr.	Betreft	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.	Bijlage 10 - Programma van eisen	8.1	Elektrische medische apparatuur wordt over het algemeen niet gedesinfecteerd met alcohol of chloor. Reinigings- en desinfectiemiddelen kunnen de kunststof oppervlakken van medische apparatuur beschadigen als ze niet compatibel zijn met de behuizing materialen. Beschadigde materialen kunnen de decontaminatie en/of de apparaat functionaliteit beïnvloeden. Bovendien is Desinfecteren met alcohol 70% is schadelijk voor het touchscreen van het apparaat. Het middel Tristal fusee is ons niet bekend. Volstaat het dat wij u alleen goedgekeurde reinigingsmiddelen opgeven?	Wij hebben onze eis 8.1 aangevuld, zie Herziene documentatie.
2.	Bijlage 10 - Programma van eisen	8.1	Deze eis bestaat uit 2 vragen waarbij 1 antwoord mogelijk is. Kunt u de eis opsplitsen?	Nee, wij passen de eis niet aan.
3.	Bijlage 10 - Programma van eisen	8.3	Wij kunnen niet aan deze eis voldoen omdat Alcohol 70% schadelijk is voor het touchscreen en staat niet op onze lijst met compatibele desinfectiemiddelen. Reinigen met desinfectiedoekjes op basis van H2O2 zijn wel geschikt. Wilt u deze eis herzien?	Allereerst vindt reiniging niet plaats met desinfectiedoekjes, maar met reinigingsdoekjes. Wij hebben onze eis 8.3 aangevuld, zie Herziene documentatie.
4.	Bijlage 10 - Programma van eisen	8.4	Het desinfecteren met H2O2-gas is niet getest op onze apparatuur en hierdoor kunnen wij geen uitspraak doen over de uitwerking van deze procedure op de werking van het toestel. Het gebruik hiervan is voor eigen risico. Kunt u deze eis herzien?	Nee, dat is niet akkoord. In het verleden is het desinfecteren met H2O2-gas op de PICU nog niet voorgekomen. Wij verwachten dat dit in de toekomst mogelijk wel nodig gaat zijn. Wij verwachten een apparaat, waarbij dit mogelijk is en zijn niet bereid om het risico te dragen. Wij zijn van mening dat dit risico bij u als leverancier hoort te liggen.
5.	Nota van Inlichtingen, Vraag 8		In ons scholingsprogramma is een instructie opgenomen voor het oplossen van eerstelijnsstoringen zoals benoemd in het beschrijvend document onder 2.3. Onze Eerstelijns Technische Training is een 2-daagse gecertificeerde	Wij verwachten dat onze technici na het volgen van het scholingsprogramma het eerstelijns onderhoud zoals genoemd in paragraaf 2.3 van het Beschrijvend document kunnen uitvoeren. Wij verwachten voor

			training en omvat meer dan in 2.3 wordt omschreven. Deze training is geen onderdeel van de aanbieding en niet kosteloos. Indien u wilt dat we deze aanbieden (niet kosteloos), dan ontvangen wij graag het aantal personen dat getraind dient te worden. En kunt u dit dan toevoegen aan het prijzenblad?	eerstelijns onderhoud geen extra scholing nodig te hebben.
--	--	--	--	---