


Toelichting label IVS



1. Naam instrumentenset
2. Code instrumentenset
3. Barcode instrumentenset
4. Sterilisatie ordernummer
5. Productie datum en tijd
6. Naam instrumentenset
7. Defectmelding. Er moet ruimte zijn voor maximaal 3 defectmeldingen
8. Barcode van het sterilisatie ordernummer (4)
9. Slits
10. MUMC+ gebruikersnummer van de samensteller van het equipment
11. MUMC+ gebruikersnummer van de verpakker van het equipment
12. Gewicht van de instrumentenset (gelijk aan 17)
13. Expiratiedatum
14. Artikelnummer
15. Staat standaard op het etiket van de etikettenleverancier. Geldt ook voor de blauwe tekst die hierbij staat. Wordt niet door IVS gegenereerd
16. Een Unique Device Identification (UDI)¹. De UDI staat op het etiket t.b.v. registratie van de instrumentenset door OK-medewerkers in het patiëntdossier in Epic
17. Gewicht van de instrumentenset (gelijk aan 12)

¹ <https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-barcodes-ean-gtin/voor-gezondheidszorg/hoe-maak-ik-een-udi/>