

Demo 1: IVS Regulier Proces

Praktijksituatie

Er worden in het MUMC op dagelijkse basis veel (complexe) ingrepen gedaan. Om deze reden is er een groot gebruik van instrumentensets zowel in aantal, verschillende sets en flexibele endoscopen.

Een vlotte ondersteuning van gebruikers bij het sterilisatieproces is daarom zeer belangrijk. Daarnaast is de borging van de kwaliteit van de sterilisatie/desinfectie essentieel.

Onderstaande treft u een use case beschrijving aan van het reguliere proces. Het gaat hierbij om de happy-flow zonder defects.

Aangezien wij in het PVE uitgevraagd hebben voor 1 softwaresysteem is deze demo beschreven als algemene Happy flow.

Indien de Flow van de flexibele scopen afwijkend is van het reguliere proces van de instrumentensets dient u deze binnen deze Demo, na afloop van de instrumentensets te laten zien. Laat minimaal de registratie van de lekttest zien.

1. Inloggen (ca. 2 minuten)

Laat zien hoe er in het systeem ingelogd dient te worden.

2. Aanvraag (ca. 10 minuten)

Laat zien hoe de aanvraag voor sterilisatie plaats vindt op OK of Poli.

Laat hier minimaal zien:

- Hoe je de aanvraag start voor een instrumentenset / flexibele scoop;
- Hoe het instrumentenset gewogen wordt en wat is mogelijk bij een afwijkend gewicht;
- Hoe de aanvraag te bevestigen.

3. Transport (ca. 5 minuten)

Laat zien hoe de gewogen instrumentenset / flexibele scoop klaar gemaakt kan worden voor transport.

Laat hier minimaal zien:

- Hoe deze gekoppeld kan worden aan een transportwagen;
- Hoe deze zonder transportwagen op transport gezet kan worden;

4. Ontvangst CSA (ca. 5 minuten)

Laat zien welke stappen er gedaan dienen te worden bij ontvangst op de CSA.

Laat hier minimaal zien:

- Hoe een transportwagen ontvangen wordt;
- Hoe een losse instrumentenset ontvangen wordt;
- Hoe een flexibele scoop ontvangen wordt.

5. Reinigen/Desinfecteren (ca. 10 minuten)

Laat zien hoe de instrumentenset / flexibele scoop van ontvangst omgezet kan worden naar de status 'Reinigen Desinfecteren'.

Laat hier minimaal zien:

- Hoe een instrumentenset / flexibele scoop op status Reinigen/desinfecteren gezet wordt;
- Welk reinigingsprocessen bij een instrumentenset horen;
- Hoe een instrumentenset / flexibele scoop gekoppeld kan worden aan een was-/desinfectiemachine;

6. Inleggen (ca. 15 minuten)

Laat zien hoe de instrumentenset / flexibele scoop vanuit Reinigen/Desinfecteren naar inleggen gezet kan worden en vanuit hier behandeld wordt.

Laat hier minimaal zien:

- Hoe een instrumentenset automatisch de status inleggen krijgt na vrijgave Reinigen/desinfecteren;
- Welke informatie er getoond wordt tijdens het inleggen van een instrumentenset;
- Hoe de instrumentenset gewogen wordt en wat bij (geautoriseerde) afwijkingen moet gebeuren;
- Hoe telartikelen toegevoegd kunnen worden;

7. Verpakken (ca. 5 minuten)

Laat zien hoe de instrumentenset / flexibele scoop vanuit Inleggen de status verpakken krijgt en de volgende systeemtechnische handelingen.

Laat hier minimaal zien:

- Hoe een instrumentenset / flexibele scoop de status Verpakken krijgt vanuit inleggen;
- Hoe de medewerker een signaal krijgt welke manier van verpakken er gebruikt dient te worden (verschillende afmetingen/diktes papier, container, etc.);
- Hoe de sticker wordt gegenereerd;

8. Steriliseren (ca. 5 minuten)

Laat zien hoe een instrumentenset vanuit verpakken de status Steriliseren krijgt en de volgende systeemtechnische handelingen.

Laat hier minimaal zien:

- De manier waarop een medewerker het signaal krijgt welke sterilisatiemethode er gekozen dient te worden;
- Hoe de status steriliseren gelogd wordt.
- Laat zien hoe de Medewerker SMH de sterilisatie kan accorderen en vrijgeven óf afkeuren. Laat beide zien. Laat in geval van afkeuren zien welke status een set krijgt.